



## Einlegerahmen «Lippe IV»



## Einlegerahmen «Lippe IV»

Der Betteinlegerahmen «Lippe IV» lässt sich in nahezu jeden vorhandenen Bettrahmen hineinstellen und bietet dort alle Annehmlichkeiten eines modernen Pflegebettes.

### Produktdetails

- Liegefläche 4-geteilt
- Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe elektromotorisch verstellbar
- serienmässig mit LINAK 24 Volt Antriebssystem
- Entfall der Ableitstrommessung



- Unterschenkellehne manuell über Rasterung absenkbar
- Untergestell und Liegeflächenrahmen durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt
- Liegefläche kopfseitig mit 2 im Liegeflächenrahmen integrierten Hülse zur Aufnahme eines Aufrichters
- Untergestell mit Standfüßen, inklusive Bodenausgleichsschrauben sowie 4 Befestigungslaschen zur Fixierung innerhalb eines vorhandenen Bettes

## **Liegefläche 90 x 200 cm**

- Liegefläche 90 x 200 cm
- Aussenmasse 85 x 195 cm
- Untergestell individuell auf Lattenrostbreiten von 100 und 90 cm einstellbar
- Liegehöhenverstellung 29 bis 74 cm
- Sichere Arbeitslast 200 kg
- Gewicht 80 kg
- Maximales Patientengewicht 160 kg
- Farbe topas
- Verkaufseinheit 1 Stück

## **Liegefläche 100 x 200 cm**

- Liegefläche 100 x 200 cm
- Aussenmasse 95 x 195 cm
- Untergestell individuell auf Lattenrostbreiten von 100 und 90 cm einstellbar
- Liegehöhenverstellung 29 bis 74 cm
- Sichere Arbeitslast 200 kg
- Gewicht 80 kg
- Maximales Patientengewicht 160 kg
- Farbe topas
- Verkaufseinheit 1 Stück

## **Liegefläche 120 x 200 cm**

- Liegefläche 120 x 200 cm
- Aussenmasse 115 x 195 cm
- Liegehöhenverstellung 29 bis 74 cm



- Sichere Arbeitslast 250 kg
- Gewicht 129 kg
- Maximales Patientengewicht 210 kg
- Farbe topas
- Verkaufseinheit 1 Stück

## **Liegefläche 140 x 200 cm**

- Liegefläche 140 x 200 cm
- Aussenmasse 135 x 195 cm
- Liegehöhenverstellung 29 bis 74 cm
- Sichere Arbeitslast 250 kg
- Gewicht 138 kg
- Maximales Patientengewicht 210 kg
- Farbe topas
- Verkaufseinheit 1 Stück



## Produktvariationen

SKU	Lieferung	Grösse	Preis
EGRO-464145	selbstabholer-fr-0-00	100-x-200-cm	CHF 1'325.00
BURM-288386	selbstabholer-fr-0-00	120-x-200-cm	CHF 3'325.00
BURM-288388	selbstabholer-fr-0-00	140-x-200-cm	CHF 3'725.00
EGRO-464141	selbstabholer-fr-0-00	90-x-200-cm	CHF 1'325.00
EGRO-464145LB	lieferung-bis-bordsteinkante-fr-170	100-x-200-cm	CHF 1'495.00
BURM-288386LB	lieferung-bis-bordsteinkante-fr-170	120-x-200-cm	CHF 3'495.00
BURM-288388LB	lieferung-bis-bordsteinkante-fr-170	140-x-200-cm	CHF 3'895.00
EGRO-464141LB	lieferung-bis-bordsteinkante-fr-170	90-x-200-cm	CHF 1'495.00
EGRO-464145LV	lieferung-bis-verwendungsstelle-fr-220	100-x-200-cm	CHF 1'545.00
BURM-288386LV	lieferung-bis-verwendungsstelle-fr-220	120-x-200-cm	CHF 3'545.00
BURM-288388LV	lieferung-bis-verwendungsstelle-fr-220	140-x-200-cm	CHF 3'945.00
EGRO-464141LV	lieferung-bis-verwendungsstelle-fr-220	90-x-200-cm	CHF 1'545.00
EGRO-464145LAI	lieferung-aufbauinstruktion-fr-270	100-x-200-cm	CHF 1'595.00
BURM-288386LAI	lieferung-aufbauinstruktion-fr-270	120-x-200-cm	CHF 3'595.00



---

BURM-288388LAI	lieferung-aufbau- instruktion-fr-270	140-x-200-cm	CHF 3'995.00
EGRO-464141LAI	lieferung-aufbau- instruktion-fr-270	90-x-200-cm	CHF 1'595.00

---