




## Polyolefin-Blockschaum «Alveolux XE-0600» silbergrau



## Polyolefin-Blockschaum «Alveolux XE-0600» silbergrau

Chemisch vernetzter, geschlossenzelliger Polyolefin-Blockschaum mit hervorragender Rückstellfähigkeit. Geeignet für die Erstellung aller Arten von Polsterungen, Einlagensohlen, Softsockets, etc.

### Produktdetails

- Material: Polyolefin-Blockschaum
- Raumgewicht: 170 kg/m<sup>3</sup>
- Plattengröße: 950 x 950 mm
- Farbe: Silbergrau
- Eigenschaft: thermoplastisch verformbar bei 140°C



## Produktvariationen

SKU	Stärke	Preis
ALVE-0021800	3-mm	CHF 41.75
ALVE-0021880	4-mm	CHF 47.30
ALVE-0021940	5-mm	CHF 58.35
ALVE-0022000	6-mm	CHF 69.35
ALVE-0022100	7-mm	CHF 80.40
ALVE-0022220	10-mm	CHF 113.65
ALVE-0022260	15-mm	CHF 169.80
ALVE-0022300	20-mm	CHF 218.60