



Extrabreiter Allround oder Carbon Rollator «Saljol» mit Vollausrüstung



Extrabreiter Allround oder Carbon Rollator «Saljol» mit Vollausrüstung

Gönnen Sie sich mehr Komfort dank breiterer Sitzfläche (52 cm) und höherer Tragkraft (180 kg) – in Vollausrüstung mit Netztasche/ stabiler Tasche, breitem Rückengurt, Klingel und LED-Licht.

Produkteigenschaften

- Gewicht: ARW 6.4 kg | CRW 5.6 kg
- Körpergrösse: 160–200 cm



- Maximale Belastung: 180 kg
- Sitzbreite: 52 cm
- Sitzhöhen: 62 cm
- Breite offen: 68 cm
- Breite gefaltet: 21 cm
- Griffhöhe: 81–100 cm

Der neue Saljol Allround und Carbon Rollator Wide (AR62W & CR62W) mit 52 cm Sitzbreite und 180 kg Tragkraft

Ob Alltag, Spaziergang oder Reise – Komfort fängt beim Sitzen an. Die neuen Wide-Modelle der bewährten Saljol Allround (AR) und Carbon Rollatoren (CR) bieten ab sofort noch mehr Raum für individuelle Bedürfnisse. Mit einer grosszügigen Sitzbreite von 52 cm und einer Belastbarkeit von bis zu 180 kg sind sie die ideale Lösung für alle, die sich mehr Stabilität, Sicherheit und Platz wünschen – ganz ohne auf Design oder Ausstattung zu verzichten.

Den Saljol Allround Rollator Wide erhalten Sie in unserer beliebten Farbe Barolo Red. Der Saljol Carbon Rollator Wide steht in British Racing Green für Sie bereit.

Sowohl Allround als auch Carbon Rollator sind nur in Sitzhöhe 62 cm erhältlich.

Was ist neu?

- 52 cm breite Sitzfläche – für bequemes Sitzen ohne Engegefühl
- Stabiler Stoffsitz – robust, langlebig und komfortabel
- Tragkraft bis 180 kg – ideal für grössere oder kräftigere Personen
- Komplettausstattung wie bei den AR/CR 2025 Modellen
- Erhältlich in zwei Ausführungen:
 - AR62W in Barolo Red
 - CR62W in British Racing Green
- Premium Qualität mit Vollausstattung – Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Bei beiden Rollatoren gleich:

- Das typische Saljol-Design gepaart mit höchster Funktionalität wurde selbstverständlich auch bei den Wide-Versionen beibehalten.



- Das Gesamtpaket umfasst den jeweiligen hochwertigen Saljol Rollator, einen verstellbaren Rückengurt, eine Tasche (AR Netztasche, CR stabile Tasche) einen Stockhalter, eine Klingel und ein LED-Licht.
- Schieben Sie lediglich den Rückengurt in die vorgesehene Halterung – und schon ist Ihr Premium Rollator bereit für den ersten Einsatz. Alle weiteren Komponenten der Vollausrüstung sind bereits sicher am Rollator befestigt.

Besonderheiten des Allround Rollators:

- Die Vollausrüstung des Allround Rollators kommt mit einer leichten Netztasche.
- Extragrosse Vorderräder helfen Ihnen ideal bei unebenerem Untergrund, kleinen Hindernissen wie Wurzeln oder Schottersteinen.

Besonderheiten des Carbon Rollators:

- Die Vollausrüstung wird abgerundet durch eine schicke und stabile Tasche mit Deckel.
- Dank des Hightech-Materials Carbon wiegt der Rollator nur 5,6 kg.
- Er ist aus extrem stabilem Carbon gefertigt, was für besondere Sicherheit sorgt.
- Eine Schleifbremse sorgt für bessere Kontrolle beim Bergabfahren oder wenn mehr Stützkraft erforderlich ist. Der Rollwiderstand der Hinterräder lässt sich individuell einstellen, bremst sanft ohne zu blockieren (ABS) und verhindert, dass Ihr Rollator schneller rollt als Sie wollen – hilfreich bei Gefälle. Die Bremse unterstützt Sie bei Gangunsicherheiten, kann falschen Richtungsdrall ausgleichen und reduziert so die Sturzgefahr.

Jede Menge Extras – und alles im Lieferumfang enthalten!

Lernen Sie die Vorteile der Vollausrüstung des Saljol Allround Rollators kennen:

Der Rückengurt für die Wide-Variante bietet eine sehr breite und hohe Anlagefläche, die das Sitzen deutlich bequemer macht. Eine besonders grosse Aussparung ermöglicht ausserdem die uneingeschränkte Sicht auf den Gehweg. Ein Reflektorstreifen am Gurt sorgt zudem für mehr Sichtbarkeit.

In der praktischen Netztasche verstauen Sie Ihre Einkäufe oder alle nötigen Utensilien für Ihren nächsten Ausflug wie Trinkflasche, Fernglas oder Regenjacke. An ihr ist auch das LED-Licht befestigt, das Sie sicher durch Dämmerung und Dunkelheit begleitet.



Am Griff bereits montiert ist der universelle Stockhalter. Er passt sich flexibel an verschiedene Gehhilfen und Gehstöcke an. Mit einem einzigartigen Arretierungssystem bleibt der Stock sicher fixiert und ist stets griffbereit. Durch ein Klickgeräusch hören Sie, dass der Stock sicher befestigt ist.

Mit der Klingel, die ebenfalls am Griff vormontiert ist, machen Sie sich im Strassenverkehr bemerkbar und sind so sicher unterwegs.

Erleben Sie die Vorzüge der Vollausrüstung des Saljol Carbon Rollators:

Der Rückengurt für die Wide-Version bietet eine sehr breite und hohe Anlagefläche, die das Sitzen deutlich bequemer macht. Eine besonders grosse Aussparung ermöglicht ausserdem die uneingeschränkte Sicht auf den Gehweg. Ein Reflektorstreifen am Gurt sorgt zudem für mehr Sichtbarkeit.

In der praktischen stabilen Tasche verstauen Sie Ihre Einkäufe oder alle nötigen Utensilien für Ihren nächsten Ausflug wie Trinkflasche, Handy oder Regenschirm. An ihr ist auch das LED-Licht befestigt, dass Sie sicher durch Dämmerung und Dunkelheit begleitet.

Am Griff bereits montiert ist der universelle Stockhalter. Er passt sich flexibel an verschiedene Gehhilfen und Gehstöcke an. Mit einem einzigartigen Arretierungssystem bleibt der Stock sicher fixiert und ist stets griffbereit. Durch ein Klickgeräusch hören Sie, dass der Stock sicher befestigt ist.

Mit der Klingel, die ebenfalls am Griff vormontiert ist, machen Sie sich im Strassenverkehr bemerkbar und sind so sicher unterwegs.

Die technischen Unterschiede auf einen Blick

In dieser Tabelle sehen Sie den Unterschied zwischen dem Saljol Allround Rollator Wide und dem klassischen Allround Rollator.

	Allround Rollator Wide (AR62W)	Allround Rollator (AR62)
Gesamtgewicht ohne Zubehör:	6.4 kg	6.4 kg
Empfohlene Körpergrösse:	160–200 cm	160–200 cm
Breite offen:	68 cm	61 cm



Griffhöhe (einstellbar):	81–100 cm	81–103 cm
Sitzbreite:	52 cm	45 cm
Sitzhöhe:	62 cm	62 cm
Max. Nutzergewicht:	180 kg	150 kg

In dieser Tabelle sehen Sie den Unterschied zwischen dem Saljol Carbon Rollator Wide und dem klassischen Carbon Rollator.

	Carbon Rollator Wide (CR62W)	Carbon Rollator (CR62)
Gesamtgewicht ohne Zubehör:	5.6 kg	5.6 kg
Empfohlene Körpergröße:	160–200 cm	160–200 cm
Breite offen:	68 cm	61 cm
Griffhöhe (einstellbar):	81–100 cm	81–103 cm
Sitzbreite:	52 cm	45 cm
Sitzhöhe:	62 cm	62 cm
Max. Nutzergewicht:	180 kg	150 kg



Produktvariationen

SKU	Modell	Preis
4058789015773	ar62w-barolo-red-rot	CHF 665.00
4058789015766	cr62w-british-racing-green-gruen	CHF 895.00
