



Rollator «Diamond Deluxe»



Rollator und Transportstuhl in einem. Individueller Rollator aus Aluminium. Mit wenigen Handgriffen wird der Rollator zum Rollstuhl.

Produktdetails

- Höhenverstellbare Handgriffe
- Faltbarer Stoffsit
- Weiche, gepolstere Rückenlehne
- Abnehmbare, schwenkbare Fusstützen
- Werkzeugfreies Montieren der Räder und Fusstützen
- Einfaches Zusammenfalten durch Schlaufe an der Sitzfläche
- Inkl. abnehmbarer Stofftasche und Stockhalter

Technische Daten

- Gesamtlänge: 74 cm, mit Fusstützen 104.2 cm
- Gesamtbreite: 64 cm
- Breite zwischen den Hinterrädern: 46 cm
- Handgriffe: verstellbar 77–94.5 cm



-
- Sitzhöhe: 54 cm
 - Sitzfläche: 40 x 19 cm
 - Raddurchmesser: 20 cm
 - Radbreite: 3 cm
 - Zuladung Stofftasche: max. 5 kg
 - Gewicht: ohne Fusstützen 8.8 kg, mit Fusstützen 10.3 kg
 - Belastbar: bis zu 136 kg
 - Farbe: rot



Produktangaben

Artikelnummer	EGRO-340438
Regulärpreis	CHF 334.05
Ihr Preis	CHF 334.05
Rabatt	0%