



## Rollator «Gigo»



Besonders leichter Rollator aus Aluminium gefertigt. Extra Sicherheit durch die zum Lieferumfang gehörende abnehmbare Rückenstütze. Für bequemes und sicheres Sitzen sorgt auch die grosse Sitzfläche.

### Mehr Mobilität ganz leicht

- Besonders leichter und formschöner Rollator aus Aluminium
- Tiefe Sitzfläche und Rückenpolster sorgen für Komfort
- Faltsicherung erfolgt über eingerasteten Sitz
- Bleibt im gefalteten Zustand stehen
- Einhand-Faltmechanismus sorgt für sicheres und komfortables Falten
- Bremse lässt sich einfach feststellen und leicht nachjustieren
- Ergonomische Handgriffe in Höhe stufenlos verstellbar

### Produktdetails

- Gesamtlänge: 61 cm
- Gesamtbreite: 63 cm
- Breite zwischen Handgriffen: 41 cm



- Breite zwischen Hinterräder: 45 cm
- Sitzhöhe: 54 cm
- Höhe Schiebegriffe: 83–94 cm
- Sitzfläche: 34 x 34 cm
- Raddurchmesser/-breite: 190/35 mm
- Gewicht: ca. 6.6 kg (ohne Korb, Tablett und Rückenstütze)
- Belastbarkeit: max. 120 kg
- Zuladung Korb: max. 5 kg

## Lieferumfang

- Rollator
- Korb
- Tablett
- Rückenstütze



## Produktangaben

Artikelnummer	FUMA-0026780
Regulärpreis	CHF 146.65
Ihr Preis	CHF 146.65
Rabatt	0%