



Rollator «Topro Troja»



Der Testsieger unter den Rollatoren bei der Stiftung Warentest im September 2005. Topro Troja, eine handliche Gehhilfe für drinnen und draussen, sehr leicht zusammenzuklappen. Zusammengeklappt, steht er standfest auf den Rädern. Ausgerüstet mit einem Stoffsitze und Netzkorb, Kantenabweiser und Ankipphilfe. Gefertigt in Aluminium nur gerade 6.8 kg leicht und dennoch bis 165 kg belastbar.

Ideal zum Reisen. Aufgrund seines geringen Gewichts und kleinen Transportmasses kann der TOPRO Troja sehr gut in Auto, Bus, Bahn und Flugzeug mitgenommen werden. Immer die richtige Griffhöhe. Die Memoryfunktion ermöglicht das Wiederfinden der einmal eingestellten Griffhöhe. Einfaches Überwinden von Hindernissen. Mit der integrierten Ankipphilfe stellen Bordsteine u.ä. nicht länger ein Hindernis dar. Einfach zu falten. Der TOPRO Troja ist mit nur einer Hand und wenig Kraftaufwand faltbar. In gefaltetem Zustand benötigt der TOPRO Troja wenig Platz und steht zudem sicher auf allen 4 Rädern. Somit kann er auch gut in Raumnischen oder hinter Türen abgestellt werden. Ausruhen möglich. Das Sitznetz und die Parkbremsen des TOPRO Troja ermöglichen ein bequemes und sicheres Ausruhen und Sitzen. Mit anatomischen Handgriffen.



Technische Daten

- Empfohlene Körpergrösse: 150–200 cm
- Handgriffhöhe: 78–100 cm
- Abstand zwischen den Handgriffen: 47 cm
- Sitzhöhe: 54 und 62 cm
- Gesamtlänge: 65 cm
- Gesamtbreite: 60 cm
- Raddurchmesser: 20 cm
- Faltpackung: 80 x 24 x 65 cm
- Max. Belastbarkeit: 165 kg
- Gewicht: 6.8 kg



Produktvariationen

SKU	Sitzhöhe	Preis
BIME-0010280	54-cm	CHF 580.00
	62-cm	CHF 580.00