



Rollator «DOLOMITE ALPHA BASIC»



Rollator «DOLOMITE ALPHA BASIC»

Höchste Sicherheit bei geringen Restkräften.

Produktdetails

- Unterarmauflage für Patienten mit geringen Restkräften, besonders Arthritis
- viel Beinfreiheit und optische Kontrolle durch hochklappbaren Sitz
- pannensichere Reifen
- vielfältige Verstellmöglichkeiten für individuellen Gelenkschutz bei mangelnder Stützkraft

Technische Daten

- Gesamthöhe 116.5 bis 140 cm
- Sitzbreite 36 cm
- Sitztiefe 18 cm
- Sitzhöhe 62 cm



-
- Gesamtbreite 65 cm
 - Gesamttiefe 70 cm
 - Breite zwischen den Handgriffen 43 cm
 - Handgriffhöhe 95 bis 119 cm
 - Abstand Handgriff bis Unterarmauflage 29 bis 33 cm
 - Abstand zwischen den Hinterrädern 51 cm
 - Durchmesser Räder 20 cm
 - Gewicht 11.3 kg
 - Belastbarkeit 125 kg
 - Farbe königsblau
 - Verkaufseinheit 1 Stück



Produktangaben

Artikelnummer	REHA-340340
Regulärpreis	CHF 1048.35
Ihr Preis	CHF 1048.35
Rabatt	0%