



## Rollator «DOLOMITE ALPHA BASIC»



## Rollator «DOLOMITE ALPHA BASIC»

Höchste Sicherheit bei geringen Restkräften.

### Produktdetails

- Unterarmauflage für Patienten mit geringen Restkräften, besonders Arthritis
- viel Beinfreiheit und optische Kontrolle durch hochklappbaren Sitz
- pannensichere Reifen
- vielfältige Verstellmöglichkeiten für individuellen Gelenkschutz bei mangelnder Stützkraft

### Technische Daten

- Gesamthöhe 116.5 bis 140 cm
- Sitzbreite 36 cm
- Sitztiefe 18 cm
- Sitzhöhe 62 cm



- 
- Gesamtbreite 65 cm
  - Gesamttiefe 70 cm
  - Breite zwischen den Handgriffen 43 cm
  - Handgriffhöhe 95 bis 119 cm
  - Abstand Handgriff bis Unterarmauflage 29 bis 33 cm
  - Abstand zwischen den Hinterrädern 51 cm
  - Durchmesser Räder 20 cm
  - Gewicht 11.3 kg
  - Belastbarkeit 125 kg
  - Farbe königsblau
  - Verkaufseinheit 1 Stück



## Produktangaben

Artikelnummer	REHA-340340
Regulärpreis	CHF 1048.35
Ihr Preis	CHF 1048.35
Rabatt	0%