



Multifunktionsrollstuhl «Netti Vision»



Multifunktionsrollstuhl «Netti Vision»

Netti Vision eignet sich ideal für den Einsatz in Privathaushalten, in denen nicht so viel Platz zur Verfügung steht, was die einzigartige Falt-Aufbewahrungsfunktion sehr praktisch macht. Netti Vision wurde für kleine Erwachsene entwickelt, die den Stuhl zur Mobilität nutzen, aber auch in der Lage sein möchten, den Rollstuhl zu verstauen, wenn er nicht gebraucht wird.

Er verfügt über innovative Merkmale, die einen einfachen Transfer von und zu einem Bett, einer Toilette oder einem gewöhnlichen Stuhl ermöglichen.

Produktdetails



- Für kleine Erwachsene
- Sitzbreite 400 mm
- Einfach zu falten und aufzubewahren

Technische Daten

- Sitzbreite in mm: 400 mm
- Optionale Sitzbreitenflexibilität in mm: -
- Sitztiefe in mm (in Schritten von 25 mm einstellbar): 350–425 mm
- Mögliche Rückenhöhen in mm: 455 mm
- Mögliche Sitzhöhen gemessen bis Sitzplatte in mm: 385 mm
- Gewicht des Rollstuhls ohne Kissen: 22 kg
- Max. Nutzergewicht: 100 kg
- Max. Nutzergewicht für Autotransport: -
- Sitzwinkel: -2° - $+30^{\circ}$
- Rückenwinkel: 92° - 137°
- Zusätzliche Breite zur Sitzbreite mit Standardrädern: 150 mm
- Beinstützenlänge mit Standard Beinstützen in mm: -
- Armlehnenhöhe (von der Sitzplatte zum Armpolster) in mm: -



Produktangaben

Artikelnummer
Regulärpreis
Ihr Preis
Rabatt

CHF 3270.00
CHF 3270.00
0%