



Multifunktionsrollstuhl «Netti III»



Multifunktionsrollstuhl «Netti III»

Der "Netti III" ist ein Multifunktionsrollstuhl, der für den Patienten einen sehr guten Sitzkomfort bietet, gleichzeitig bietet er sehr gute Möglichkeiten für eine sehr genaue Positionierung. Dieser Rollstuhl ist somit bestens als Komfort- und Pflegerollstuhl einsetzbar.

Die komfortable und individuell einstellbare Sitzeinheit mit der Funktion der Sitz- und Rückenverstellung ermöglicht es dem Patienten, ganztägig, eine druckstellen- und schmerzfreie Sitz- und Liegeposition zu gewährleisten.

Aufgrund des kompakten Aufbaus, hat der "Netti III" aussergewöhnlich gute Fahreigenschaften.



Die Komplettlösung

- Multifunktionsstuhl
- Leichter und leicht fahrbarer Komfort-Rollstuhl
- Die meisten Einstellmöglichkeiten
- Grosses Zubehörprogramm mit unzähligen Lösungen

Technische Daten

- Sitzbreiten: 35, 38, 40, 43, 45 und 50 cm
- Sitztiefe: 47.5 cm
- Rückenhöhe: 50 cm (60 cm)
- Sitzhöhe 46–49 cm (43.5–50 cm) ohne Kissen
- Gesamtbelastung 145 kg
- Gewicht 29.7–32.8 kg
- Sitzwinkel -9° – $+16^{\circ}$
- Rückenwinkel 86° – 133°
- Crashtest ISO 7176-19, 136 kg
- Rahmenfarbe Silber

Standardkonfiguration

Für weitere Optionen, sehen Sie bitte unser Bestellblatt und die Zubehöroptionen.

- Rückenkissen: Ergonomisches Netti Uno mit atmungsaktivem 3D Bezug. Wird durch einen Überwurf festgehalten und kann stufenlos in der Höhe eingestellt werden.
- Sitzkissen: Netti Uno Seat mit atmungsaktivem 3D Bezug.
- Kopfstütze: Als Zubehör erhältlich.
- Armlehne: Höhenverstell- und abnehmbar. In der Tiefe regulierbar.
- Handgriffe: Höheneinstellbar, abschwenkbar und abnehmbar.
- Bremse: Kniehebelbremse.
- Beinstützen: Kniewinkel- und längenverstellbar, wegschwenk- und abnehmbar. Inkl. Kniepolster, höhen- und tiefenjustierbare Wadenplatten und winkelregulierbaren Fussplatten.
- Sitzplatte: Gleitsitz
- Antriebsräder: 24" Antriebsräder - pannensicher mit Steckachse.
- Lenkräder: 7" Lenkräder - pannensicher mit Steckachse.



- Antikipp: Wegschwenkbar und höheneinstellbar, als Ankipphilfe verwendbar.

Einzigartige Individualisierung

"Netti III" ist ein Rollstuhl mit vielen Regulierungs- und Einstellmöglichkeiten für eine optimale individuelle Anpassung. Der Rollstuhl ist bekannt für seine hohe Qualität. Der Stuhl ist stabil, bietet Komfort und eine gute Entlastung. "Netti III" ist der Standardstuhl auf dem Markt mit den besten Möglichkeiten für eine individuellen Anpassung und Variation.

Merkmale

Sitzvariation

Der Netti Rollstuhl ermöglicht variierende Sitzpositionen, welches optimal ist, wenn der Benutzer lange im Stuhl sitzt. Die Rückenneigungsfunktion ermöglicht bei Bedarf das Ausruhen und Entlasten. Will der Benutzer aktiv sein, kann der Stuhl nach vorn gekippt werden. Das kann auch beim Transfer des Benutzers in bzw. aus dem Stuhl von Vorteil sein.

Gleitzsitz

Er kann als Hilfsmittel für einen einfacheren Transfer und die Positionierung des Benutzers empfohlen werden. Die Sitzplatte lässt sich herausziehen und einschieben, während der Benutzer im Stuhl sitzt. Sie gewährleistet, dass der Benutzer im Stuhl ganz hinten sitzt. Der Gleitsitz eignet sich gut für Personen mit kontrakten Kniesituationen oder für Liftbenutzer.

Guter Halt für den Oberkörper

Die Kletterückenlehne verstärkt die Unterstützung des Oberkörpers durch das Rückenkissen. Bei der Anpassung des Stuhls an den Benutzer wird die Rückenlehnenform mit sechs Verschlüssen so eingestellt, dass Lendenkurve und Rückenkrümmung des Benutzers bestmöglich unterstützt werden. Die stufenlose Einstellung der Rückenkissenhöhe erleichtert die optimale, individuelle Anpassung.

Netti Seating System

Alu Rehas Rollstühle werden mit Sitz- und Rückenkissen speziell für Benutzer ausgestattet, die täglich viele Stunden im Stuhl sitzen und Stabilität und eine gute Druckverteilung benötigen. Sie



bieten optimale Stabilität und Kopfkontrolle, was bei langem Sitzen besonders wichtig ist. Das Netti Rückenkissen bietet bei Aktivität eine gute Bewegungs-freiheit.

Die optimale Sitzposition Liegt im Detail

Bei unseren Designern gehen Ergonomie und technische Lösungen Hand in Hand. Das Rückenlehnscharnier und dessen Platzierung sind ein Geheimnis des Komforts. Ausformung und Platzierung sind einzigartig für Rollstühle von Alu Rehab. Die Lösung sorgt dafür, dass der Benutzer nicht nach vorne rutscht, wenn die Rückenlehne nach hinten geneigt ist. Zusammen mit den Beinstützen verhindert sie, dass der Benutzer einer schlechten Sitzposition, Scherkräften und Dekubitus ausgesetzt wird.

Niedriges Gewicht

Leichter und leicht fahrbarer Komfort-Rollstuhl.



Produktangaben

Artikelnummer

Regulärpreis

Ihr Preis

Rabatt

CHF 5628.00

CHF 5628.00

0%