



Adaptivrollstuhl «Bischoff & Bischoff BX11»



Adaptivrollstuhl «Bischoff & Bischoff BX11»

Individuell anpassbar in Sitzbreite, Sitzhöhe und Sitztiefe und zusätzlich ausgestattet mit Anpasssitz und Anpassrücken, bietet der BX11 dem aktiven Nutzer optimalen Sitzkomfort. Für noch mehr Komfort ist dieser Adaptivrollstuhl wahlweise erhältlich mit tiefen-, höhen- und winkelverstellbarem Fussbrett oder mit abschwenk- und abnehmbaren Beinstützen. Die Leichtlaufräder mit Hochdruckluftbereifung sorgen darüber hinaus für ein dynamisches und stabiles Fahrverhalten. Seine umfangreichen Optionen ergänzen die Anpassmöglichkeiten des BX11. Erhältlich mit oder ohne Trommelbremse.

Technische Daten

- Sitzbreite: 360–520 mm
- Sitztiefe: 360–400 | 420–460 | 480–520 mm
- Sitzhöhe vorne: 500–560 mm
- Sitzhöhe hinten: 420–520 mm
- Rückenhöhe: 300–450 mm
- Sitzwinkel: 0° – 17°



- Rückenwinkel: -15° – $+9^{\circ}$
- Gesamtbreite: SB + 170 mm
- Gesamthöhe: 820–970 mm
- Gesamtlänge: 930 mm
- Gesamtgewicht: 14.8 kg
- Belastbarkeit: 135 kg
- Farbe: Rücken- und Sitzbezug Blau, Rot, Schwarz
- Rahmenfarbe: Titanium

Produktdetails

- Erhältlich mit oder ohne Trommelbremse
- Kniehebelbremse
- einstellbare Sitzbreite, Sitzhöhe und Sitztiefe
- Anpasssitz- und rücken
- Leichtlaufräder mit Hochdruckluftbereifung
- Verkaufseinheit 1 Stück
- Siehe Bestellformular unter Dokumente für weitere Konfigurationsmöglichkeiten und Zubehör

BEREIFUNG

- Hinterrad 24"
- Vorderrad 150 x 30 mm
- Steckachsen

SITZEINHEIT

- Sitzwinkel 0° bis 17° , verstellbar
- Anpasssitz
- Anpassrücken

SONSTIGES

- wahlweise mit Beinstützen oder Fussbrett
- Beinstützen nach innen und aussen schwenkbar
- einstellbarer Greifreifenabstand
- passive Beleuchtung



Produktvariationen

SKU	Variante	Preis
BISC-BX11TB	mit-trommelbremse	CHF 1'919.00
BISC-BX11	ohne-trommelbremse	CHF 1'699.00