



## Elektrorollstuhl «Bischoff & Bischoff Eltego»



## Elektrorollstuhl «Bischoff & Bischoff Eltego»

### Das komfortable Model

Der kompakte Eltego ist wendig im Innenbereich und gut geeignet für den Einsatz im unmittelbaren Wohnumfeld. Er überzeugt zudem mit allem, was ein Elektrorollstuhl mindestens braucht: solides Fahrverhalten (Reichweite 25 km, Pannensichere PU-Bereifung, Hinterradfederung und Antikipprollen) und diverse Anpassmöglichkeiten (Anpassrücken, Sitzbreite, Rückenwinkel, Seitenteile, Beinstützen, Fussplatten sowie Fahrpult).

### Technische Daten



- Sitzbreite: 400–540 mm
- Sitztiefe: 440 mm
- Sitzhöhe: 475 mm
- Rückenhöhe: 540 mm
- Sitzwinkel: 3°
- Rückenwinkel: 90° bis 120° (manuell)
- Gesamtbreite: 590 mm
- Gesamthöhe: 1'040 mm
- Gesamtlänge: 1'050 mm
- Gesamtgewicht: 74.8 kg
- Belastbarkeit: 120 kg
- Geschwindigkeit: 6 km/h
- Reichweite: ca. 25 km
- Steigfähigkeit: 8° | 14.1 %
- Wenderadius: 1'200 mm
- max. Hindernishöhe: 50 mm
- Motor: 2 x 24 V | 250 W
- Batterien: 2 x 12 V | 50 Ah
- Ladegerät: 24 V | 4 Ah
- Vorderrad: 8" (PU)
- Hinterrad: 12.5" (PU)
- Rahmenfarbe: Silber

## Produktdetails

- Wendig im Innenbereich und gut geeignet für den Einsatz im unmittelbaren Wohnumfeld
- solides Fahrverhalten (Reichweite ca. 25 km, Pannensichere PU-Bereifung, Hinterradfederung und Antikipprollen)
- diverse Anpassmöglichkeiten (Anpassrücken, Sitzbreite, Rückenwinkel, Seitenteile, Beinstützen, Fussplatten sowie Fahrpult)
- Rahmenfarbe Silber
- Verkaufseinheit 1 Stück
- Siehe Bestellformular unter Dokumente für weitere Konfigurationsmöglichkeiten und Zubehör

## BEREIFUNG



- Vorderrad 8"
- Hinterrad 12.5"
- pannensichere PU Bereifung
- Hinterradfederung

## **SITZEINHEIT**

- Sitzbreite einstellbar
- Rückenwinkel verstellbar
- Anpassrücken
- Seitenteile höhenverstellbar
- Seitenteile breitenverstellbar
- Beinstützen abschwenkbar
- Fussplatten winkelverstellbar

## **SONSTIGES**

- Front- und Rückstrahler
- Bedienpult PG Drive VSI abschwenkbar
- Bedienpult beidseitig montierbar
- Fersenbänder mit Klettverschluss
- Wadenband
- Antikipprollen



---

## Produktangaben

Artikelnummer  
Regulärpreis  
Ihr Preis  
Rabatt

BISC-ELTEGO  
CHF 3199.00  
CHF 3199.00  
0%