



Leichtgeweichtrollstuhl «Bischoff & Bischoff Pyro Light Optima»



Leichtgeweichtrollstuhl «Bischoff & Bischoff Pyro Light Optima»

Das komfortable Model

Der Pyro Light Optima ist der Komfortabelste unter den B+B Leichtgewichtrollstühlen. Er bietet serienmässig eine umfangreiche Ausstattung wie individuelle Sitztiefen- und Sitzhöhenverstellung, und winkel- und breitenverstellbare Fussplatten. Für zusätzlichen Komfort sorgen die höhenverstellbaren Schiebegriffe und die stufenlos tiefen- und höhenverstellbaren Seitenteile. Erhältlich mit oder ohne Trommelbremse.



Technische Daten

- Sitzbreite: 370–520 mm
- Sitztiefe: 400–500 mm
- Sitzhöhe vorne: 400–500 mm
- Rückenhöhe: 400–460 mm
- Gesamtbreite: SB + 175 mm
- Gesamtbreite gefaltet: 340 mm
- Gesamthöhe: 850–950 mm
- Gesamtlänge mit Beinstützen: 1'080 mm
- Gesamtlänge ohne Beinstützen: 900 mm
- Gesamtgewicht: 17.2 kg
- Belastbarkeit: 125 kg
- Rahmenfarbe: Silber

Produktdetails

- Erhältlich mit oder ohne Trommelbremse
- Kniehebelbremse
- Anpassrücken
- individuelle Sitztiefen- und Sitzhöhereinstellung
- winkel- und breitenverstellbare Fussplatten
- höhenverstellbare Schiebegriffe
- stufenlos tiefen- und höhenverstellbare Seitenteile
- Rahmenfarbe Silbermetallic
- Verkaufseinheit 1 Stück
- Siehe Bestellformular unter Dokumente für weitere Konfigurationsmöglichkeiten und Zubehör

BEREIFUNG

- pannensichere Bereifung
- Hinterrad 24"
- Vorderrad 8"
- Steckachsen
- Adapterblock



SITZEINHEIT

- Aluminium Rahmen
- Sitzhöhe einstellbar
- Sitztiefe einstellbar
- Anpassrücken
- Rückenhöhenverstellung
- Rückensystem mit Lumbalknick
- Seitenteile höhenverstellbar
- Schiebegriffe höhenverstellbar

SONSTIGES

- Kniehebelbremse
- Beinstützen nach innen und aussen schwenkbar
- Fussplatten winkel- und breitenverstellbar
- Fersenbänder
- Ankipphilfe
- passive Beleuchtung



Produktvariationen

SKU	Variante	Preis
BISC-PYROLOTB	mit-trommelbremse	CHF 719.00
BISC-PYROLO	ohne-trommelbremse	CHF 599.00