



## Leichtgewichtrollstuhl «Bischoff & Bischoff Pyro Light Optima XL»



## Leichtgewichtrollstuhl «Bischoff & Bischoff Pyro Light Optima XL»

### Der Komfortable

Der Pyro Light Optima XL bietet – genau wie der Pyro Light Optima serienmässig eine umfangreiche Ausstattung, wie eine individuelle Sitztiefen- und Sitzhöhereinstellung, winkel- und breitenverstellbare Fussplatten, sowie höhenverstellbare Seitenteile. Belastbar mit 170 kg und verfügbar in den Sitzbreiten 52, 55 und 58 cm gibt er besondere Stabilität und Sitzkomfort. Für den Komfort der Begleitperson, ist der Pyro Light Optima XL zudem ausgestattet mit höhenverstellbaren



Schiebegriffen. Erhältlich mit oder ohne Trommelbremse.

## Technische Daten

- Sitzbreite: 520–580 mm
- Sitztiefe: 400–500 mm
- Sitzhöhe vorne: 425–500 mm
- Rückenhöhe: 420 mm
- Gesamtbreite: SB + 200 mm
- Gesamtbreite gefaltet: 355 mm
- Gesamthöhe: 850–950 mm
- Gesamtlänge mit Beinstützen: 1110 mm
- Gesamtlänge ohne Beinstützen: 850 mm
- Gesamtgewicht: 21.6 kg
- Belastbarkeit: 170 kg
- Rahmenfarbe: Silber

## Produktdetails

- Kniehebelbremse
- Anpassrücken
- individuelle Sitztiefen- und SitzhöhenEinstellung
- winkel- und breitenverstellbare Fussplatten
- höhenverstellbare Schiebegriffe
- stufenlos tiefen- und höhenverstellbare Seitenteile
- Rahmenfarbe Silber
- Verkaufseinheit 1 Stück
- Siehe Bestellformular unter Dokumente für weitere Konfigurationsmöglichkeiten und Zubehör

## BEREIFUNG

- pannensichere Bereifung
- Hinterrad 24"
- Vorderrad 8"
- Steckachsen



---

## SITZEINHEIT

- Aluminium Rahmen
- Sitzhöhe einstellbar
- Sitztiefe einstellbar
- Anpassrücken
- Rückenhöhenverstellung
- Seitenteile höhenverstellbar
- Schiebegriffe höhenverstellbar

## SONSTIGES

- Kniehebelbremse
- Beinstützen nach innen und aussen schwenkbar
- Fussplatten winkel- und breitenverstellbar
- Fersenbänder
- Ankipphilfe
- passive Beleuchtung



---

## Produktvariationen

SKU	Variante	Preis
BISC-PYROLOXLTB	mit-trommelbremse	CHF 1'649.00
BISC-PYROLOXL	ohne-trommelbremse	CHF 1'449.00