



## Leichtgewichtrollstuhl «Bischoff & Bischoff Pyro Light»



## Leichtgewichtrollstuhl «Bischoff & Bischoff Pyro Light»

### Der Vielseitige

Der Pyro Light bietet serienmässig bereits verschiedene Anpassmöglichkeiten wie den Anpassrücken, die einstellbare Sitzhöhe und die Radstandverlängerung. Als kostenfreie Zusatzoption bietet der Pyro Light die dreifach verstellbaren Kombiseitenteile. Darüber hinaus sind die Beinstützen abschwenkbar und optional waagrecht verstellbar, die Fussplatten winkelverstellbar. Sein umfangreiches Zubehör macht den Pyro Light noch vielseitiger. Erhältlich mit oder ohne Trommelbremse.

### Technische Daten

- Sitzbreite: 380–520 mm
- Sitztiefe: 420–440 mm
- Sitzhöhe: 420–540 mm
- Rückenhöhe: 400–440 mm
- Gesamtbreite: SB + 190 mm



- Gesamtbreite gefaltet: 290 mm
- Gesamthöhe: 940 mm
- Gesamtlänge mit Beinstützen: 1'010 mm
- Gesamtlänge ohne Beinstützen: 790 mm
- Gesamtgewicht: 15.6 kg
- Belastbarkeit: 125 kg
- Rahmenfarbe Silber | Blau

## Produktdetails

- Erhältlich mit oder ohne Trommelbremse
- Kniehebelbremse
- Anpassrücken
- einstellbare Sitzhöhe
- Radstandverlängerung
- dreifach verstellbare Kombi-Seitenteile
- Beinstützen abschwenkbar und optional waagrecht verstellbar
- Fussplatten winkelverstellbar
- Rahmenfarbe Silber oder Blau
- Verkaufseinheit 1 Stück
- Siehe Bestellformular unter Dokumente für weitere Konfigurationsmöglichkeiten und Zubehör

## BEREIFUNG

- pannensichere Bereifung
- Hinterrad 24"
- Vorderrad 6"
- Steckachsen
- Radstandverlängerung

## SITZEINHEIT

- Stahlrahmen
- Kreuzstrebe aus Aluminium
- Sitztiefe einstellbar
- Sitzhöhenumbau (optional)
- Anpassrücken
- Rückenhöhenverstellung
- Kombi Seitenteile (desk und lang) aus Aluminium, höhenverstellbar
- Rückensystem mit Lumbalknick

## SONSTIGES



- 
- Kniehebelbremse
  - Beinstützen aus Aluminium, nach innen und aussen schwenkbar, abnehmbar
  - Fussplatten winkel- und breitenverstellbar
  - Fersenbänder
  - Ankipphilfe
  - passive Beleuchtung



## Produktvariationen

SKU	Variante	Preis
BISC-PYROLTB	mit-trommelbremse	CHF 709.00
BISC-PYROL	ohne-trommelbremse	CHF 569.00