



## Multifunktionsrollstuhl «Bischoff & Bischoff Protego SL»



## Multifunktionsrollstuhl «Bischoff & Bischoff Protego SL»

### Der Funktionale

Der Protego SL ist der Multifunktionsrollstuhl, der an die Bedürfnisse grosser Menschen angepasst ist. Mit einer Sitztiefe, einstellbar von 48 bis 52 cm, einer Sitzhöhe, einstellbar von 52 bis 60 cm und einer Rückenhöhe, einstellbar von 54 bis 65 cm, lässt er sich für eine Versorgung bis zu einer Körpergrösse von 2.10 m individuell anpassen. Die vom Protego gewohnten Ausstattungsmerkmale wie die 3-fach verstellbare Kopfstütze, die höhenverstellbaren Seitenteile und die waagrecht verstellbaren Beinstützen wurden übernommen. Zusätzlich ist der Protego SL bereits serienmässig ausgestattet mit tiefenverstellbaren Schiebegriffen. Erhältlich mit oder ohne Trommelbremse.



## Technische Daten

- Sitzbreite: 440–515 mm
- Sitztiefe: 480–520 mm
- Sitzhöhe: 520–600 mm
- Rückenhöhe: 540–650 mm
- Sitzwinkel: 0° bis 15°
- Rückenwinkel: 0° bis 44°
- Gesamtbreite: SB + 190 cm
- Gesamthöhe: 1'035 – 1'115 mm
- Gesamtlänge mit Beinstützen: 1'200 mm
- Gesamtlänge ohne Beinstützen: 870 mm
- Gesamtgewicht: 36 kg
- Belastbarkeit: 150 kg
- Rahmenfarbe: Anthrazit

## Produktdetails

- Erhältlich mit oder ohne Trommelbremse
- Kniehebelbremse
- geeignet für grosse Menschen (bis Körpergrösse 210 cm)
- einstellbare Sitzhöhe (52–60 cm; mit Sitzkissen), Sitztiefe (48–52 cm) und Rückenlehnenhöhe (54–65 cm; mit Sitzkissen)
- verstellbarer Sitz- und Rückenwinkel
- 3-fach verstellbare Kopfstütze
- höhen- und tiefenverstellbare sowie abnehmbare Seitenteile mit gepolsterten Armauflagen
- waagrecht verstellbare Beinstützen mit manuellem Längenausgleich
- höhenverstellbare Schieberohre
- Rahmenfarbe Anthrazit
- Verkaufseinheit 1 Stück
- Siehe Bestellformular unter Dokumente für weitere Konfigurationsmöglichkeiten und Zubehör

## BEREIFUNG

- pannensichere Bereifung
- Hinterrad 24"



- 
- Vorderrad 7"
  - Steckachsen

## **SITZEINHEIT**

- Sitztiefe einstellbar
- einstellbare Sitztiefe, Sitzhöhe und Rückenhöhe
- dreifach verstellbare Kopfstütze
- Rückenhöhenverstellung
- Rückenpolsterung anatomisch geformt mit Seitenhalt
- Seitenteile höhenverstellbar, abnehmbar, tiefeneinstellbar, mit gepolsterten Armauflagen

## **SONSTIGES**

- Kniehebelbremse
- waagrecht verstellbare Beinstützen mit manuellem Längenausgleich
- Fussplatten winkelverstellbar
- Fersenbänder
- Kippschutz
- passive Beleuchtung



---

## Produktvariationen

SKU	Variante	Preis
BISC-PROTEGSLTB	mit-trommelbremse	CHF 1'859.00
BISC-PROTEGSL	ohne-trommelbremse	CHF 1'719.00