


Netti III

1.285

HMV: 18.50.02.7038

PHMV: 50.45.07.2009

 **Zugelassenes Benutzergewicht**
145 kg

 **Für Personentransport geeignet**
ISO 7176-19 (136 kg)
Ab Personengröße 185 cm nur i.V. mit
Alu-Kopfstützenadapter, Rückenhöhe 600 mm und
vertikaler Kopfstützenstange 500 mm



Inspire joy of life

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Der Netti III ist ein äusserst anpassbarer, stabiler und flexibler Rollstuhl, der für seine sehr hohe Qualität und Haltbarkeit bekannt ist
- Wirtschaftliche Vorteile durch Ersatzteilkompatibilität zu anderen Netti Stühlen
- Lange Lebensdauer
- 5 Jahre Garantie auf den Rahmen

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Flexible Sitztiefe
- Gleitsitz als Standard für einfache Positionierung
- Rücken- und Sitzkantelung stufenlos einstellbar – als Option auch vom Nutzer bedienbar
- Libertas und Dynamische Rückeneinheit als Option
- Kopfstütze höhen-, tiefen- und winkelverstellbar
- Winkelregulierbare Beinstütze mit ergonomischem Drehpunkt

EINSATZBEREICH

- Die Netti III Familie ist die Produktreihe mit den meisten Optionen, die somit den Nutzer den meisten Komfort bieten und auch Pflegepersonal und Familie eine leichte Handhabung ermöglichen
- Er eignet sich für Nutzer mit sehr komplexen Anforderungen in den Sitzbreiten 350 – 500 mm
- Der Netti III eignet sich auf Grund der vielen Optionen, die ein individuelles Anpassen ermöglichen, besonderes für Langzeitsitzen (8+ Stunden pro Tag)
- Durch die Möglichkeit der einstellbaren und austauschbaren Ausziehstücke ist der Stuhl auch bei Nutzern mit Hüftrotation oder Beckenrotation einsetzbar
- Der Stuhl ist auch gut geeignet für Nutzer, die Trippeln wollen, da eine niedrige Sitzhöhe möglich ist - 405 mm
- Gut geeignet für Nutzer mit neurologischen Krankheiten wie Spastizität oder Unruhe, die somit einen Bedarf an dynamischen Funktionen haben

○ BESTELLUNG

○ KOSTENVORANSCHLAG

○ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte mailen an: info@rehasys.ch

Kundenservice: 0800 800 123

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

Sitz bei Autotransport:

Netti®

HMV: 18.50.02.7038

**Preis Grundmodell****5'628.00 CHF****Grundausrüstung**

- Sitztiefe 475 mm
- Schiebegriffe 300 mm
- Antikippstützen mit Ankipphilfe nach oben drehbar
- Kniehebelbremsen
- Rückenkissen Netti Smart mit 3D Bezug
- Rückenhöhe 500 mm
- Sitzkissen Netti Uno mit 3D Bezug

**Zugelassenes Benutzergewicht**

145 kg

**Für Personentransport geeignet**

ISO 7176-19 (136 kg)

Ab Personengröße 1.85 cm nur i.V. mit
Alu-Kopfstützenadapter, Rückenhöhe 600 mm und
vertikaler Kopfstützenstange 500 mm

- Gleitsitz
- Abnehmbare, höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen
- Armlehnenpolster 385 x 58 mm, PU
- Manuelle winkelregulierbare Beinstützen
- Antriebsräder 24 x 1" PU inkl. Steckachse
- Lenkräder 7" - 175 x 33 pannensicher inkl. Steckachse



Technische Daten

Sitzbreiten in mm	350 / 380 / 400 / 430 / 450 / 500
Optionale Sitzbreitenflexibilität in mm	2x -25/ 2x +12 mm
Sitztiefe in mm	400 / 425 / 450 / 475 / 500
Rückenhöhe in mm	500 - 600
Sitzhöhen gemessen bis Sitzplatte in mm	460 - 490 (405 - 530)
Max. Nutzergewicht	145
Max. Nutzergewicht für Autotransport	136
Sitzwinkel	-9° - +16°
Rückenwinkel	86° - 133°
Zusätzliche Breite zur SB mit Standardräder in mm	+ 220 (20"-22"-24"-26") / +190 (12"-16" TBB-Räder)
Beinstützenlänge mit Standard Beinstützen in mm	320 - 680
Armlehnenhöhe (von der Sitzplatte zum Armpolster) in mm	170 - 310
Gesamthöhe in mm	1050
Länge mit Beinstützen in mm	1020
Rahmenfarbe	Silber

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

01 Sitzbreite/Sitztiefe

Sitzbreite	Sitztiefe				
	400 mm	425 mm	450 mm	475 mm	500 mm
350 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
380 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
400 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
430 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
450 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
500 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sitzbreite Option

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7090	SB - Reduzierungspolster  reduziert die SB um 2 x 25 mm	D22149	236.80
<input type="checkbox"/> 7862	SB - Erweiterungskit um 12 mm je Seite  nur i.V. mit SB 350 - 450 mm nur i.V. mit Standardräder	D40501	1'081.60
<input type="checkbox"/> 7863	SB - Erweiterungskit um 12 mm je Seite  nur i.V. mit SB 350 - 450 mm nur i.V. mit TBB-Räder	D40502	1'081.60

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

02 Räder

Bereifung: PU - pannensicher / FL - Flexel pannensicher mit Schaumfüllung / LU - Luftbereift / LW - Loopwheels mit integrierter Federung
3" Lenkräder inklusive kurzer Gabel

SH (mm)	405	420	435	455	460	465	470	475	480	485	490	500	505	530
A	<input type="checkbox"/>													
B		<input type="checkbox"/>												
C			<input type="checkbox"/>											
D			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>								
E				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>							
F					<input type="checkbox"/>									
G						<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>			
H							<input type="checkbox"/>							
I								<input type="checkbox"/>						
J									<input type="checkbox"/>					
K										<input type="checkbox"/>				
L											<input type="checkbox"/>			
M												<input type="checkbox"/>		
N													<input type="checkbox"/>	
O														<input type="checkbox"/>

		Antriebsrad (Sitzhöhe in mm)								
Lenkrad	ø	12" TBB FL	16" TBB PU	20x1" PU	22x1" PU	24x1" PU	24x1 3/8" PU	24x1 3/8" LU	24x1" LW	26x1 3/8" PU
75x33 PU	3"			<input type="checkbox"/> A 787.20 CHF						
125x27 PU	5"	<input type="checkbox"/> I 764.80 CHF		<input type="checkbox"/> B 393.60 CHF	<input type="checkbox"/> C 384.00 CHF	<input type="checkbox"/> F 144.00 CHF	<input type="checkbox"/> F 252.80 CHF	<input type="checkbox"/> F 252.80 CHF	<input type="checkbox"/> F 3'654.40 CHF	
150x30 PU	6"	<input type="checkbox"/> I 764.80 CHF		<input type="checkbox"/> E 393.60 CHF	<input type="checkbox"/> D 384.00 CHF	<input type="checkbox"/> F 144.00 CHF	<input type="checkbox"/> F 252.80 CHF	<input type="checkbox"/> F 252.80 CHF	<input type="checkbox"/> F 3'654.40 CHF	<input type="checkbox"/> M 393.60 CHF
175x45 PU	7"	<input type="checkbox"/> K 747.20 CHF	<input type="checkbox"/> L 747.20 CHF	<input type="checkbox"/> E 376.00 CHF	<input type="checkbox"/> H 366.40 CHF	<input type="checkbox"/> G 126.40 CHF	<input type="checkbox"/> G 235.20 CHF	<input type="checkbox"/> G 235.20 CHF	<input type="checkbox"/> G 3'636.80 CHF	<input type="checkbox"/> M 376.00 CHF
175x33 PU	7"	<input type="checkbox"/> K 620.80 CHF	<input type="checkbox"/> L 620.80 CHF	<input type="checkbox"/> E 249.60 CHF	<input type="checkbox"/> H 240.00 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> G	<input type="checkbox"/> G 108.80 CHF	<input type="checkbox"/> G 108.80 CHF	<input type="checkbox"/> G 3'510.40 CHF	<input type="checkbox"/> M 249.60 CHF
175x45 LU	7"	<input type="checkbox"/> K 764.80 CHF	<input type="checkbox"/> L 764.80 CHF	<input type="checkbox"/> E 393.60 CHF	<input type="checkbox"/> H 384.00 CHF	<input type="checkbox"/> G 144.00 CHF	<input type="checkbox"/> G 252.80 CHF	<input type="checkbox"/> G 252.80 CHF	<input type="checkbox"/> G 3'654.40 CHF	<input type="checkbox"/> M 393.60 CHF
200x50 PU	8"	<input type="checkbox"/> N 764.80 CHF	<input type="checkbox"/> M 764.80 CHF		<input type="checkbox"/> J 384.00 CHF	<input type="checkbox"/> M 144.00 CHF	<input type="checkbox"/> M 252.80 CHF	<input type="checkbox"/> M 252.80 CHF	<input type="checkbox"/> M 3'654.40 CHF	<input type="checkbox"/> O 393.60 CHF

i.V. mit Komfortplatte verringert sich die Sitzhöhe um 15mm

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an



SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Räder Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	∅	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7842	Einhandantrieb links (Trommelbremse)  nur i.V. mit Trommelbremse	24x1 3/8"	D20831	3'052.80
<input type="checkbox"/> 7843	Einhandantrieb rechts (Trommelbremse)  nur i.V. mit Trommelbremse	24x1 3/8"	D20832	3'052.80
<input type="checkbox"/> 7148	<input checked="" type="checkbox"/> S Einhandantrieb links  nicht i.V. mit Trommelbremse	24x1"	D20834	1'990.40
<input type="checkbox"/> 7149	Einhandantrieb rechts  nicht i.V. mit Trommelbremse	24x1"	D20836	1'990.40
<input type="checkbox"/> 7150	<input checked="" type="checkbox"/> S Einhandantrieb links  nicht i.V. mit Trommelbremse	22x1"	D20837	1'990.40
<input type="checkbox"/> 7151	<input checked="" type="checkbox"/> S Einhandantrieb rechts  nicht i.V. mit Trommelbremse	22x1"	D20838	1'990.40
<input type="checkbox"/> 7144	Hand- und Speichenschutz - Transparent, Paar  nicht i.V. mit Einhandantrieb  nicht i.V. mit Loopwheels	20"/22"/24"/26"	D22009	252.80
<input type="checkbox"/> 7145	<input checked="" type="checkbox"/> S Greifreifenüberzüge, Paar	20"/22"/24"/26"	D22013	204.80
<input type="checkbox"/> 7845	Abstandsstücke für Lenkräder  zum leichteren Trippeln bei Hemiplegie empfohlen mit Universalbeinstützen		D20664	288.00

04 Bremse

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
305	Kniehebelbremse mit 90 mm Hebel		
<input type="checkbox"/> 986	Bremshebelverlängerung + 60 mm - Länge 150 mm	D21029	144.00
<input type="checkbox"/> 7832	Bremshebelverlängerung + 160 mm - Länge 250 mm	D21031	163.20
<input type="checkbox"/> 706	Trommelbremse mit Steckachse	D21010	416.00
<input type="checkbox"/> 7834	Einhandbremse rechts  nur i.V. mit Trommelbremse	D27282	611.20
<input type="checkbox"/> 7833	Einhandbremse links  nur i.V. mit Trommelbremse	D27283	611.20

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

05 Bezug

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7070	Easy Care Bezug	D21022	
7071	3D Bezug		

06 Kopfstützen

Meyra/Netti	Kopfstütze	Waagerechtes Kopfstützenrohr		
		150 mm	250 mm	380 mm
7040 / D20575	Netti A mit Seitenführung	<input type="checkbox"/> 380.80 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 524.80 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 544.00 CHF
7044 / D82566	Netti A mit Seitenführung/Stirnband	<input checked="" type="checkbox"/> 585.60 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 729.60 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 748.80 CHF
7041 / D20574	Netti B klein, oval	<input type="checkbox"/> 380.80 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 524.80 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 544.00 CHF
7042 / D20573	Netti C groß, rechteckig	<input type="checkbox"/> 380.80 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 524.80 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 544.00 CHF
7039 / D82746	Netti Dynamic C	<input type="checkbox"/> 2'160.00 CHF		
7043 / D20576	Netti D mit Komfortpolster, druckverteilend	<input checked="" type="checkbox"/> 486.40 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 630.40 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 649.60 CHF
7045 / D27575	Netti E mit justierbaren Seitenteilen	<input checked="" type="checkbox"/> 595.20 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 739.20 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 758.40 CHF
7046 / D27579	Netti E mit kurzer Seitenführung rechts	<input checked="" type="checkbox"/> 758.40 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 902.40 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 921.60 CHF
7047 / D27580	Netti E mit kurzer Seitenführung links	<input checked="" type="checkbox"/> 758.40 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 902.40 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 921.60 CHF
7048 / D27576	Netti F mit Kinnunterstützung	<input checked="" type="checkbox"/> 784.00 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 928.00 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 947.20 CHF
7049 / D45372	Savant inkl. Stirnband, Small, Höhe 130 mm	<input checked="" type="checkbox"/> 1'606.40 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 1'715.20 CHF	
7050 / D45374	Savant inkl. Stirnband, Normal, Höhe 150 mm	<input checked="" type="checkbox"/> 1'606.40 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 1'715.20 CHF	



⚠ Alle Kopfstützen inkl. einer Standard Vertikalstange Länge 350 mm
 Netti Dynamic Kopfstütze inkl. Aluminium Adapter
 Savant Kopfstützen nicht i.V. mit Autotransport

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Kopfstützen Optionen (Netti / Savant)

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
7030	Vertikalstange für die Kopfstütze (Ges. 350 mm)		
<input type="checkbox"/> 7031	<input checked="" type="checkbox"/> S Vertikalstange für die Kopfstütze +150 mm (Ges. 500 mm)  Sonderbau i.V. mit dynamischer Kopfstütze	D21054	144.00
<input type="checkbox"/> 7837	Kopfstützenstabilisator  empfohlen bei Autotransport	D23017	467.20
<input type="checkbox"/> 7032	Kopfstützenadapter Aluminium	D82025	406.40

Kopfstützen Optionen (Netti)

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7055	Easycare Kopfstützenbezug abnehmbar/abwaschbar  nur i.V. mit Kopfstütze A, B oder C	D23012	144.00
<input type="checkbox"/> 7056	3D Kopfstützenbezug abnehmbar  nur i.V. mit Kopfstütze A, B oder C	D23013	144.00
<input type="checkbox"/> 7053	<input checked="" type="checkbox"/> S Extra Komfortpolsterungen für das Stirnband von Kopfstütze A	D82568	54.40
<input type="checkbox"/> 7054	<input checked="" type="checkbox"/> S Komfortkissen abnehmbar, Mars Bezug  nur i.V. mit Kopfstütze C	D23004	294.40
<input type="checkbox"/> 7057	<input checked="" type="checkbox"/> S Graues Kopfkissen, quadratisch mit Gummiband, Mars Bezug	D23015	387.20
<input type="checkbox"/> 7027	<input checked="" type="checkbox"/> S Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 60°  nur i.V. mit Netti Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D89558	1'568.00
<input type="checkbox"/> 7028	<input checked="" type="checkbox"/> S Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 90°  nur i.V. mit Netti Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D89559	1'568.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Kopfstützen Optionen (Savant)

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7052	Seitenführungen für Savant Kopfstütze Für extra laterale Unterstützung Für die oberen Arme der Kopfstütze nicht kompatibel mit dem Stirnband nur i.V. mit einer Savant-Kopfstütze	D45373	214.40
<input type="checkbox"/> 7025	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 60° nur i.V. mit Savant Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D45368	1'350.40
<input type="checkbox"/> 7026	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 90° nur i.V. mit Savant Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D45376	1'350.40

07 Rückeneinheit

Code	Kissenart	Anpassrücken (Klett)		Aluminium (fest)	
		RH 500 mm	RH 600 mm	RH 500 mm	RH 600 mm
7209 / Standard	Netti Smart (seitl. Führungspolster 120 mm)	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>
			531.20 CHF	598.40 CHF	1'254.40 CHF
7207 / D21023	Netti Stabil (seitl. Führungspolster 170 mm)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>
		896.00 CHF	1'427.20 CHF	1'494.40 CHF	2'150.40 CHF
7210 / D21123	Netti Super Stabil (seitl. Führungspolster 170 mm, verstärkt)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>
		1'043.20 CHF	1'574.40 CHF	1'641.60 CHF	2'297.60 CHF
7205 / D20630	Netti Kyphotic	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>			
		1'203.20 CHF			

Netti Smart/Stabil/Super Stabil mit Bezug Easy Care oder 3D Netti Kyphotic nur mit 3D/Mars Bezug

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Dynamic FREE Gaszylinder

Erlaubt bis zu 40° Bewegung des Oberkörpers nach hinten. Die normale Rückenkantelung kann in jeder gewünschten Position fest eingestellt werden indem die dynamische Bewegung gleichzeitig blockiert wird, was z.B. bei Transport und Positionierung erforderlich ist.

Gurt **OHNE** L M XS

A

CODE	EVOFLEX GURT	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7170	<input checked="" type="checkbox"/> A	200N	D82226	2'681.60
<input type="checkbox"/> 7171	<input checked="" type="checkbox"/> A	300N	D82227	2'681.60
<input type="checkbox"/> 7172	<input checked="" type="checkbox"/> A	400N	D82228	2'681.60
<input type="checkbox"/> 7173	<input checked="" type="checkbox"/> A	500N	D82229	2'681.60
<input type="checkbox"/> 7174	<input checked="" type="checkbox"/> A	600N	D82230	2'681.60
<input type="checkbox"/> 7175	<input checked="" type="checkbox"/> A	700N	D82231	2'681.60
<input type="checkbox"/> 7176	<input checked="" type="checkbox"/> A	800N	D82232	2'681.60
<input type="checkbox"/> 7177	<input checked="" type="checkbox"/> A	900N	D82233	2'681.60
<input type="checkbox"/> 7178	<input checked="" type="checkbox"/> A	1000N	D82234	2'681.60
<input type="checkbox"/> 7179	<input checked="" type="checkbox"/> A	1100N	D82235	2'681.60
<input type="checkbox"/> 7180	<input checked="" type="checkbox"/> A	1200N	D82236	2'681.60
<input type="checkbox"/> 7181	<input checked="" type="checkbox"/> A	1300N	D82237	2'681.60

! *inklusive Rahmenverlängerung
inklusive Bodypoint Evoflex Beckenstabilisator 2-Punkt Gurt*

Dynamic FREE Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7185	Rückenwinkelbegrenzer - von 116° - 134° begrenzbar ! <i>nur i.V. mit Dynamic FREE Gaszylinder Montage durch den Fachhändler</i>	D87903	99.20

Anpassrücken

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7117	Anpassbare Rückenbespannung mit Aussparung für Seitenpelotten	D44992	428.80

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rücken Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7121	Seitenpelotte Korrektur gepolstert Höhen- Seiten und Körperanpassbar, rechts  nur i.V. mit Netti Smart Rückenkissen	D27378	352.00
<input type="checkbox"/> 7122	Seitenpelotte Korrektur gepolstert Höhen- Seiten und Körperanpassbar, links  nur i.V. mit Netti Smart Rückenkissen	D27376	352.00
<input type="checkbox"/> 7114	<input checked="" type="checkbox"/> Laterale Unterstützung Stabil rechts  nur i.V. mit Netti Stabil, Netti Super Stabil oder Netti Kyphotic	D26843	400.00
<input type="checkbox"/> 7113	<input checked="" type="checkbox"/> Laterale Unterstützung Stabil links  nur i.V. mit Netti Stabil, Netti Super Stabil oder Netti Kyphotic	D26830	400.00
<input type="checkbox"/> 7115	<input checked="" type="checkbox"/> Polsterung für laterale Unterstützung Stabil, Paar	D27541	246.40
<input type="checkbox"/> 7130	Rückenkeil	D21084	297.60
<input type="checkbox"/> 7129	Lendenwirbelkissen, klettbar	D21042	297.60
<input type="checkbox"/> 7182	<input checked="" type="checkbox"/> Libertas: 15° Rückenbeweglichkeit 80N  inklusiv Rahmenverlängerung nicht für Autotransport zugelassen	D82414	1'961.60
<input type="checkbox"/> 7183	<input checked="" type="checkbox"/> Libertas: 15° Rückenbeweglichkeit 120N  inklusiv Rahmenverlängerung nicht für Autotransport zugelassen	D82415	1'961.60
<input type="checkbox"/> 7184	<input checked="" type="checkbox"/> Libertas: 15° Rückenbeweglichkeit 160N  inklusiv Rahmenverlängerung nicht für Autotransport zugelassen	D82416	1'961.60

08 Ride System Rücken

Nutzen Sie für das Ride Rückensystem bitte den Ride System Bestellbogen

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung


Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

09 Rahmenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
7127	Antikippstützen als Ankipphilfe verwendbar		
<input type="checkbox"/> 7146	Rahmenverlängerung, inkl. Bremsen auf dem unteren Rohr	D20824	486.40
<input type="checkbox"/> 7092	S Sitzkantelung-Begrenzungsschiene ! keine negative Kantelung nach vorne	D21032	89.60
<input type="checkbox"/> 7861	Sitzkantelungssperre Tilt lock ! zur stufenlosen Fixierung des Sitzwinkels	D43032	579.20
<input type="checkbox"/> 7273	Rollstuhl-Befestigungskit für Autotransport ! bis Nutzergröße 185 cm	D41074	288.00
7804	S Schiebegriff 300 mm, höhenverstellbar und drehbar		
<input type="checkbox"/> 7860	Schiebegriff 500 mm, höhenverstellbar und drehbar	D21808	245.60
<input type="checkbox"/> 7126	Schiebebügel, winkel- und höheneinstellbar	D81740	611.20

Bedienung Sitz-/Rückenkantelung

Hebel RK **Rechts** **Links**



CODE	POSITION	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7864	A	Auslösehebel Sitzkantelung Armlehnenposition	D21020	470.40
<input type="checkbox"/> 7865	B	Auslösehebel Rückenkantelung Armlehnenposition	D21040	470.40




Beide Funktionen auf einer Seite, bieten wir als Sonderbaulösung an. Zusammen mit Free Rückenzyylinder D82226-D82237 nur als Sonderbau.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an


SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

10 Sitzeinheit

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7193	Gleitsitz		
<input type="checkbox"/> 7194	Sitzplatte mit Komfortloch  nicht i.V. mit Gleitsitz	D21074	214.40
<input type="checkbox"/> 7206	Netti Uno Sitzkissen  Bezug Easy Care oder 3D		
<input type="checkbox"/> 7203	<input checked="" type="checkbox"/> S Netti Sit Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzeinlage  Bezug Easy Care oder 3D	D21007	643.20
<input type="checkbox"/> 7208	<input checked="" type="checkbox"/> S Netti Sit °C Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzschutzbezug unter dem temperaturregulierendem 3D Bezug	D21017	896.00

Sitz Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7190	<input checked="" type="checkbox"/> S Abduktionskeil klein (B: 80 mm x L: 140 mm x H: 80 mm)	D27490	425.60
<input type="checkbox"/> 7191	Abduktionskeil mittel (B: 110 mm x L: 150 mm x H: 80 mm)	D27491	425.60
<input type="checkbox"/> 7192	<input checked="" type="checkbox"/> S Abduktionskeil groß (B: 140 mm x L: 170 mm x H: 80 mm)	D27492	425.60
<input type="checkbox"/> 7204	Netti Dry Inkontinenz-Überbezug für Sitzkissen  nicht i.V. mit Ride Java Kissen oder Ride Forward	D21048	384.00
<input type="checkbox"/> 7836	Abnehmbare Knie- und Oberschenkelpelotte	D20830	339.20
<input type="checkbox"/> 7136	Abnehmbare Knie- und Oberschenkelpelotten (Paar)	D20830	678.40

11 Ride System Sitz

Nutzen Sie für das Ride Sitzsystem bitte den Ride System Bestellbogen

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

12 Beinstützen

CODE	USL (mm)	BEZEICHNUNG	KENNUNG	Netti	CHF
91	320-680 mm	Manuelle winkelregulierbare Beinstützen mit automatischem Beinlängenausgleich Höhen- und tiefenverstellbare Wadenplatten Höhen- und winkelverstellbare Fußplatten	A		
<input type="checkbox"/> 7081	<input checked="" type="checkbox"/> 360-500 mm	Universalbeinstützen mit Kniewinkeleinstellung einstellbar unter 90° für kontrakte Beinsituationen bei Kantelung der Sitzeinheit im Schiebemodus	B	D24005	214.40
<input type="checkbox"/> 7811	360-640 mm	Netti Grandis winkelregulierbare Beinstütze	C	D88600	1'779.20
<input type="checkbox"/> 7818		Netti Grandis Amputationsbeinstütze links Netti Grandis Beinstütze rechts	D	D88618	1'705.60
<input type="checkbox"/> 7819		Netti Grandis Amputationsbeinstütze rechts Netti Grandis Beinstütze links	D	D88619	1'705.60
<input type="checkbox"/> 7819/7818		Netti Grandis Amputationsbeinstütze links Netti Grandis Amputationsbeinstütze rechts	D	D88618/ D88619	3'411.20
⚠ nur i.V. mit Rahmenverlängerung					
<input type="checkbox"/> 7820	380-550 mm	Netti Grandis feste Beinstütze	E	D88612	1'779.20

Netti Dynamic Beinstützen

Netti Dynamic (Kennung F)	winkelregulierbare Beinstützen inkl. Wadenplatten und Fußbrett - 100 N	
	USL 450-550 mm	USL 350-450 mm
gleiche Oberschenkellängen	<input type="checkbox"/> 5'891.20 CHF	<input type="checkbox"/> 5'891.20 CHF
unters. Oberschenkellängen	<input type="checkbox"/> 6'374.40 CHF	<input type="checkbox"/> 6'374.40 CHF

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Beinstützen Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	TYP	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7080	Hebel statt Sterngriff für einfache Winkeleinstellung ! nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen oder Dynamic Beinstützen	A-F	D88211	147.20
<input type="checkbox"/> 7082 S	Tiefenverstellbares Scharnier für Fussplatten (50 mm insgesamt) ! vormontiert nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen oder Universalbeinstützen	A-B	D80087	803.20
<input type="checkbox"/> 7806	Gasdruckfeder für die Winkeleinstellung ! nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen	A	D21008	1'580.80
<input type="checkbox"/> 7814	Fußfixationsband, Paar inkl. Montagesatz ! nur i.V. mit Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen	C	D88014	384.00
<input type="checkbox"/> 7821	Verstärktes automatisches Fussbrettschloss ! Durch die Montage ist das Fussbrett nicht winkeleinstellbar nur i.V. mit Netti Dynamic Beinstütze nicht i.V. mit unterschiedlichen Oberschenkelängen	F	D45245	931.20
<input type="checkbox"/> 7814	Fussfixationsband ! nur i.V. mit Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen		D88014	384.00
<input type="checkbox"/> 7810	Wadenplatte nach hinten abklappbar, Paar ! nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen		D24000	300.80

S Bodypoint Fußgelenkriemen

CODE	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	EINSTELLBAR	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7226	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	S	170-200 mm	D44863	384.00
<input type="checkbox"/> 7227	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	M	190-230 mm	D44864	384.00
<input type="checkbox"/> 7228	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	L	220-290 mm	D44865	406.40
<input type="checkbox"/> 7233	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	XL	280-330 mm	D44904	441.60
<input type="checkbox"/> 7940	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert für GRANDIS	S	170-200 mm	D88863	531.20
<input type="checkbox"/> 7941	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert für GRANDIS	M	190-230 mm	D88864	531.20
<input type="checkbox"/> 7942	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert für GRANDIS	L	220-290 mm	D88865	547.20
<input type="checkbox"/> 7943	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert für GRANDIS	XL	280-330 mm	D88866	585.60
<input type="checkbox"/> 7234	Bodypoint Wadenband	M	410 mm	D86900	294.40
<input type="checkbox"/> 7235	Bodypoint Wadenband	L	450 mm	D86901	294.40
<input type="checkbox"/> 7817	Wadenband, gepolstert			D21293	144.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an





SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.


Beinstützen Polster

CODE	BEZEICHNUNG	TYP	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7100	<input checked="" type="checkbox"/> Polster für Wadenplattenwinkel - Paar - Skai Bezug  nur i.V. mit winkelregulierbare Beinstützen	A-C	D21745	89.60
<input type="checkbox"/> 7101	<input checked="" type="checkbox"/> Wadenplattenpolster extraweich - Paar  Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls nur i.V. mit winkelregulierbare Beinstützen oder Dynamic Beinstützen	A-F	D41617	345.60
<input type="checkbox"/> 7831	Wadenplattenpolster extraweich - Paar  Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls nur i.V. mit Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen	C	D88602	345.60
<input type="checkbox"/> 7102	<input checked="" type="checkbox"/> Fußplattenpolsterung - Paar - Skai Bezug  nicht i.V. mit Universal-, Grandis- oder Dynamic Beinstütze	A	D28453	486.40
<input type="checkbox"/> 7823	Kniepolster für den oberen Unterschenkel  Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls nur i.V. mit Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen	C	D88607	188.80

Fußbrett/Fußkasten

CODE	BEZEICHNUNG	TYP	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7808	Durchgehendes Fussbrett  nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen oder Universalbeinstützen	A-B	D21044	521.60
<input type="checkbox"/> 7815	Durchgehendes Fussbrett - hochklappbar und verriegelbar  nur i.V. mit Netti Grandis Beinstützen	C-E	D88603	627.20
<input type="checkbox"/> 7809	Fusskasten, gepolstert  nicht i.V. mit Autotransport nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen oder Universalbeinstützen	A-B	D21041	828.80
<input type="checkbox"/> 7816	Fusskasten, gepolstert  nur i.V. mit Netti Grandis Beinstützen	C-E	D88605	1'177.60

Beinstützen Abduktion

CODE	BEZEICHNUNG	TYP	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7807	Extra Abduktion bei Beinstützen (+50 mm)  nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen, Universalbeinstützen oder Dynamic Beinstützen nicht möglich bei SB 430 mm eingeschränkte Wadenplatteneinstellung	A-B-F	D21081	688.00
<input type="checkbox"/> 7812	Extra Abduktion bei Beinstützen (+50 mm)  nicht möglich bei SB 430 mm nur i.V. mit Grandis Beinstützen eingeschränkte Wadenplatteneinstellung	C-E	D88608	678.40

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

13 Armlehnen

Meyra / Netti	Armlehne	Armlehnen		Komplettpolster
		Polster Standard	Polster extraweich	20mm Skai Polster
Standard	385 x 58 mm H395 mm		<input checked="" type="checkbox"/> 182.40 CHF	
7062 / D21077	420 x 80 mm H395 mm	<input checked="" type="checkbox"/> 204.80 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 428.80 CHF	
7857 / D21078	445 x 70 mm H395 mm	<input checked="" type="checkbox"/> 204.80 CHF		
7856 / D21079	525 x 80 mm H395 mm	<input checked="" type="checkbox"/> 204.80 CHF		
7859 / D21927	525 x 80 mm H395 mm abgewinkelt	<input checked="" type="checkbox"/> 268.80 CHF		
7854 / D89710	450x100 mm H395 mm			<input type="checkbox"/> 985.60 CHF
7853 / D89711	450x100 mm H445 mm			<input type="checkbox"/> 1'068.80 CHF
7852 / D89712	450x100 mm H500 mm			<input type="checkbox"/> 1'158.40 CHF

! Polster extraweich nicht i.V. mit Therapietisch (verstärkt, abschwenkbar oder verriegelbar)
 Skai Polster kann nur mit verstärkten Tisch Code 7240 bis SB 450 mm kombiniert werden
 Skai Polster in SB 500 mm nur mit Tisch im Sonderbau kombinierbar

Armlehnenpolster Option

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7063	Hemiplegie-Armlagerungskissen, Stück	D23003	355.20
<input type="checkbox"/> 7064	Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, links ! nicht möglich mit Therapietisch	D22185	534.40
<input type="checkbox"/> 7065	Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, rechts ! nicht möglich mit Therapietisch	D22186	534.40
<input type="checkbox"/> 7855	Führungsrohrverlängerung der Armlehne + 100 mm (Länge 495 mm)	D21015	684.80

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

14 Therapietische

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7243	Therapietisch, standard (SB 350 - 500 mm) ⚠ nur i.V. mit SB 350 - 500 mm bei SB 500 mm nur i.V. mit Standard Armlehnenpolster 385x58 mm	D21059	294.40
<input type="checkbox"/> 7826	Therapietisch, standard (SB 500 - 600 mm) ⚠ nur i.V. mit SB 500 - 600 mm bei SB 500 mm nicht i.V. mit Standard Armlehnenpolster 385x58 mm	D21063	432.00
<input type="checkbox"/> 7240	Therapietisch, verstärkt ⚠ nur i.V. mit SB 350 - 500 mm bei SB 500 mm nur i.V. mit Standard Armlehnenpolster 385x58 mm	D21050	643.20
<input type="checkbox"/> 7241	Therapietisch, abschwenkbar ⚠ nur i.V. mit SB 350 - 500 mm bei SB 500 mm nur i.V. mit Standard Armlehnenpolster 385x58 mm	D24001	438.40
<input type="checkbox"/> 7242	Therapietisch, verriegelbar ⚠ nur i.V. mit SB 350 - 500 mm bei SB 500 mm nur i.V. mit Standard Armlehnenpolster 385x58 mm	D24002	438.40
<input type="checkbox"/> 7231	Polsterung für Therapietischplatte	D21052	204.80
<input type="checkbox"/> 7846	Gepolsterte Halbtisch Armlehne, links	D23006	691.20
<input type="checkbox"/> 7847	Gepolsterte Halbtisch Armlehne, rechts	D23005	691.20

15 Diverses Zubehör



CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7824	Klinikkit ⚠ Werkzeug und Rändelschrauben statt Inbusschrauben für winkelregulierbare Beinstützen	D21087	195.20
<input type="checkbox"/> 7272 <input checked="" type="checkbox"/>	Werkzeug Kit	D21239	163.20
<input type="checkbox"/> 7271	Infusionsständer (Montage am Rücken-Querrohr)	D41987	537.60

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

16 Gurte und Zubehör für den Sitz

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7314	<input checked="" type="checkbox"/> Universal Gurtbefestigungskit - Sitz	D86282	179.20
<input type="checkbox"/> 7300	Hüftgurt mit Autoverriegelung, gepolstert	D20845	195.20
<input type="checkbox"/> 7237	<input checked="" type="checkbox"/> Abduktionsgurt (SB 350-600 mm)	D60001	896.00
<input type="checkbox"/> 7215	<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitsschutzkappe  für Bodypoint 2-Punkt Beckenstabilisator, Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt und Bodypoint 4-Punkt Beckenstabilisator	D45040	105.60
<input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint 2-Punkt Beckenstabilisator EVOFLEX inkl. Befestigung			
<input type="checkbox"/> 7216	XS / Länge Gurtpolsterung 380 mm	D86902	457.60
<input type="checkbox"/> 7217	M / Länge Gurtpolsterung 460 mm	D86891	457.60
<input type="checkbox"/> 7301	L / Länge Gurtpolsterung 620 mm	D86892	457.60
<input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt inkl. Befestigung			
<input type="checkbox"/> 7302	XS / Länge Gurtpolsterung 360 mm	D45273	409.60
<input type="checkbox"/> 7303	S / Länge Gurtpolsterung 400 mm	D45274	409.60
<input type="checkbox"/> 7304	M / Länge Gurtpolsterung 460 mm	D45275	409.60
<input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint 4-Punkt Beckenstabilisator inkl. Befestigung			
<input type="checkbox"/> 7305	XS / Länge Gurtpolsterung 360 mm	D86889	688.00
<input type="checkbox"/> 7306	M / Länge Gurtpolsterung 460 mm	D86893	688.00
<input type="checkbox"/> 7307	L / Länge Gurtpolsterung 620 mm	D86894	688.00
<input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint - Elastisches Universalband			
<input type="checkbox"/> 7218	S / Höhe 80 mm / Länge 1420 mm	D45084	310.40
<input type="checkbox"/> 7308	L / Höhe 110 mm / Länge 1420 mm	D45085	310.40
<input type="checkbox"/> 7309	XL / Höhe 150 mm / Länge 1420 mm  Länge der Bodypoint Universalbänder kann gekürzt werden	D45086	310.40

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

17 Gurte und Zubehör für den Rücken

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7310	S H-Gurt Adapter Kit ! empfohlen für alle Oberkörpergurtsysteme	D86890	451.20
<input type="checkbox"/> 589	S H-Gurt, gepolstert mit Verschluss	D20881	412.80
<input type="checkbox"/> 7311	S Brust-Schulter Gurt	D41645	316.80
	S Bodypoint Stayflex Brust-Gurt ohne Reissverschluss		
<input type="checkbox"/> 7219	XS / Schulterbreite 240 - 280 mm	D89805	444.80
<input type="checkbox"/> 7220	S / Schulterbreite 280 - 330 mm	D89898	444.80
<input type="checkbox"/> 7221	M / Schulterbreite 330 - 410 mm	D86895	444.80
<input type="checkbox"/> 7312	L / Schulterbreite 410 - 480 mm	D86896	444.80
	S Bodypoint Pivofit Brust-Gurt		
<input type="checkbox"/> 7223	XS / Schulterbreite 240 - 280 mm	D89802	444.80
<input type="checkbox"/> 7224	S / Schulterbreite 280 - 330 mm	D89803	444.80
<input type="checkbox"/> 7225	M / Schulterbreite 330 - 410 mm	D86898	444.80
<input type="checkbox"/> 7313	L / Schulterbreite 410 - 480 mm	D86899	444.80

18 Decon Antriebssysteme

Nutzen Sie für die Decon Antriebssysteme bitte die Decon E-Drive und Decon E-Move Bestellbögen


! Ein Anbau von Decon Antriebssystem erfordert breite Lenkräder D21021 (Code 7161)
Bitte beachten Sie auch, dass die Kombination von Decon Antriebssysteme mit einem Stuhl inkl. dynamischer Rückeneinheit eine Halterung der Batterie im Sonderbau erfordert
Gerne senden Sie uns hierzu Ihre Anfrage

BENUTZERDATEN

Vorname	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>
Straße	<input type="text"/>
PLZ	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>
Land	<input type="text"/>
Geburtsstag	<input type="text"/>
Diagnose 1	<input type="text"/>
Diagnose 2	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>
Handy	<input type="text"/>
eMail	<input type="text"/>
Auftragsnummer	<input type="text"/>

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe	<input type="text"/>
2) Sitzbreite	<input type="text"/>
3) Brustbreite	<input type="text"/>
4) Brusttiefe	<input type="text"/>
5) Ellenbogenhöhe	<input type="text"/>
6) Achselhöhe	<input type="text"/>
7) Rückenhöhe	<input type="text"/>
8) Kopfhöhe	<input type="text"/>
9) Unterarmlänge	<input type="text"/>
10) USL	<input type="text"/>
Körpergröße	<input type="text"/>
Gewicht (kg)	<input type="text"/>



Anmerkungen

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift

ALUREHAB Vertriebs- und Servicepartner Schweiz: Rehasys AG, Roggenstrasse 3, CH-4665 Oftringen
Tel. 061 487 94 44, Fax 061 487 94 49, info@rehasys.ch

Alle Preise VK exkl. MwSt. in CHF | Änderungen vorbehalten | Keine Garantie auf Druckfehler | Gültig ab 01.07.2022 bis zum neuen Erscheinen