



Netti Dynamic S

1.269

HMV: Sonderbau

 **Zugelassenes Benutzergewicht**
75 kg

 **Für Personentransport geeignet**
ISO 7176-19 (75 kg)



Inspire joy of life

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Der Netti Dynamic S bietet einfache Handhabung und ist sehr flexibel, da er mit dem Kind wachsen kann.
- Mit Netti Dynamic S wird der Nutzer nach den Spasmen in seine ursprüngliche und komfortable Sitzposition zurückgebracht, dies führt zu weniger Repositionierung und weniger Verschleiß am Stuhl
- Lange Lebensdauer
- 5 Jahre Garantie auf den Rahmen

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Flexible Sitztiefe
- Sitzkantelung mit ablesbaren Skalen
- Dynamische Sitzplatte
- Dynamischer Rückenzyylinder

EINSATZBEREICH

- Netti Dynamic S ist ein Multifunktionsrollstuhl für teilweise oder vollständig immobile Kinder und Jugendliche mit spezifischen Anforderungen wie z.B. spastische Zerebralparese, Dystonie oder andere Anforderungen, die unfreiwillige Bewegungen mit sich führen.
- Entwickelt um Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit für hochwertiges und längeres Sitzen zu geben
- Das Design vom Stuhl wächst mit dem Kind

○ BESTELLUNG

○ KOSTENVORANSCHLAG

○ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte mailen an: info@rehasys.ch

Kundenservice: 0800 800 123

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge: Sitz bei Autotransport:

Netti®

HMV: Sonderbau



Preis GM Sonderbau

Preis auf Anfrage



Grundausrüstung

- Kopfstütze A Mini mit Seitenführung
- Dynamische Rückeneinheit inkl. Bespannung und Schiebebügel
- Rückenkissen Netti S Super Stabil
- Anpassrücken
- Rückengurthöhe 400 mm
- Laterale Unterstützungen links und rechts
- H-Gurt-Stativ
- Sitzeinheit mit dynamischer Sitzplatte
- Sitzkantelung von -3 bis +35°
- Sitzkissen Netti S Sit
- Sitzplatte tiefeneinstellbar
- Bodypoint Evoflex 2-Punkt Beckenstabilisator XS

- Armauflage höhen- und tiefenverstellbar
- 2 x Positionierungs-Schrauben für Armlehnen
- Armlehnenpolster 330 x 55 mm, tiefeneinstellbar
- Weiches 3D Polster für Armlehnenpolster
- Kleiderschutz mit Fingerschutz
- Dynamische Beinstützen
- Schiebebügel lang 500 mm, höhen- und winkelve stellbar
- Zentralbremse bei 16"
- Antikippstützen nach oben drehbar
- Antriebsräder 16" mit Trommelbremse PU
- Lenkräder 6" - 150 x 30 PU



Zugelassenes Benutzergewicht

75 kg



Für Personentransport geeignet

ISO 7176-19 (75 kg)



Hinweise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!



Technische Daten

Sitzbreiten in mm	250 / 300 / 350
Optionale Sitzbreitenflexibilität in mm	
Sitztiefe in mm	250 / 275 / 300 / 325 / 350
Rückenhöhe in mm	400
Sitzhöhen gemessen bis Sitzplatte in mm	440 (470)
Max. Nutzergewicht	75
Max. Nutzergewicht für Autotransport	75
Sitzwinkel	-3° - +35°
Rückenwinkel	90° - 125°
Zusätzliche Breite zur SB mit Standardräder in mm	155 (bei 22" +345)
Beinstützenlänge mit Standard Beinstützen in mm	240/390 310/350
Armlehnenhöhe (von der Sitzplatte zum Armpolster) in mm	120 - 290
Gesamthöhe in mm	885
Länge mit Beinstützen in mm	920 - 1060
Rahmenfarbe	Weiß

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

01 Sitzbreite/Sitztiefe

Sitzbreite	Sitztiefe in mm				
	250	275	300	325	350
250 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
350 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

02 Räder

Lenkrad	Antriebsrad	
	16" PU / TBB inkl. Zentralbremse	22" PU / TBB inklusive 2° negativer Sturz
6" 150x30 PU		<input type="checkbox"/> 144.00 CHF

Räder Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7919	Schutzbleche ! nur i.V. mit 22" Antriebsräder	D88831	1'027.20
<input type="checkbox"/> 7144	Speichenschutz, transparent ! nur i.V. mit 22" Antriebsräder	D22009	252.80
<input type="checkbox"/> 7145	Greifreifenüberzug ! nur i.V. mit 22" Antriebsräder	D22013	204.80

03 Rahmen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
7935	Schiebebügel lang 500 mm, höhen- und winkelverstellbar		
<input type="checkbox"/> 7936	Schiebebügel kurz 380 mm, höhen- und winkelverstellbar	D89350	108.80
7127	Antikippstützen inkl. Ankipphilfe, drehbar		
<input type="checkbox"/> 7937	Augenbolzen für Autotransport, Paar	D88203	288.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

04 Kopfstützen

Meyra/Netti	Kopfstütze	Waagerechtes Kopfstützenrohr	
		150 mm	250 mm
7921 / Standard	Netti A Mini mit Seitenführung		
7041 / D20577	Netti B klein, oval	<input type="checkbox"/>	
7918 / D45365	Savant pädiatrische Kopfstütze inkl. Stirnband		<input type="checkbox"/> 1'606.40 CHF
7913 / D45366	Savant Kopfstütze inkl. Stirnband, Small		<input type="checkbox"/> 1'606.40 CHF

⚠ Alle Kopfstützen inkl. einer Standard Vertikalstange Länge 350 mm
Savant Kopfstützen nicht für den Autotransport geeignet

Kopfstützen Optionen (Netti)

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7055	Easy Care Bezug, abnehmbar ⚠ nur i.V. mit Kopfstütze A, B	D23012/3	144.00
<input type="checkbox"/> 7057 S	Kissen für Kopfstütze ⚠ Mars Bezug grau	D23015	387.20
<input type="checkbox"/> 7027 S	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 60° ⚠ nur i.V. mit Netti Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D89558	1'568.00
<input type="checkbox"/> 7028 S	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 90° ⚠ nur i.V. mit Netti Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D89559	1'568.00

S Kopfstützen Optionen (Savant)

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7052	Seitenführungen für Savant Kopfstütze Für extra laterale Unterstützung Für die oberen Arme der Kopfstütze ⚠ nicht kompatibel mit dem Stirnband nur i.V. mit einer Savant-Kopfstütze	D45373	214.40
<input type="checkbox"/> 7025	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 60° ⚠ nur i.V. mit Savant Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D45368	1'350.40
<input type="checkbox"/> 7026	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 90° ⚠ nur i.V. mit Savant Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D45376	1'350.40

ALUREHAB Vertriebs- und Servicepartner Schweiz: Rehasys AG, Roggenstrasse 3, CH-4665 Oftringen
Tel. 061 487 94 44, Fax 061 487 94 49, info@rehasys.ch

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

05 Rückeneinheit

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
632	Rückenhöhe 400 mm einstellbar bis 500 mm		
7116	Anpassbare Rückenbespannung		
7917	Laterale Unterstützung links und rechts		
7210	Rückenkissen Netti S Super Stabil mit lateraler Unterstützung		
	150 mm Seitenführung		

Dynamische Rückeneinheit

Erlaubt die Bewegung des Oberkörpers nach hinten, indem der Rücken die Bewegung des Nutzers folgt. Rückenwinkel 90°-125°. Die Rückenkantelung kann in jeder gewünschten Position festgestellt werden. Die dynamische Funktion kann blockiert werden, z.B. während Autotransport erforderlich.

NEWTON 100 200 300 400 500 600

A

CODE	NEWTON	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
	<input checked="" type="radio"/> A	Dynamischer Zylinder		

06 Dynamische Sitzeinheit

Folgt den Bewegungen des Nutzers.
 Sitztiefe einstellbar zwischen 250 und 350 mm bei SB 300 mm oder 350 mm.
 Sitztiefe einstellbar zwischen 250 und 325 mm bei SB 250 mm.
 Inklusive Adapterschienen für Evoflex Beckenstabilisator.

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
7924	Tiefeneinstellbare Sitzplatte		
7203	Netti S Sit Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzschutzbezug		
	3D Bezug		
7912	Manuell verstellbare Sitzkantelung		
	Ablesbarer Kantelungswinkel -3 bis 35°		
<input type="checkbox"/> 7923	Extra Wechselbezug 3D für Netti S Sit	D21300	252.80


Versions-Nr.: #828 - 01.01.2022

 Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.




Sitz Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7927	Abduktionskeil mini (B: 40-60 mm x L: 100 mm x H: 50 mm)	D88822	352.00
<input type="checkbox"/> 7928	<input checked="" type="checkbox"/> S Abduktionskeil klein (B: 80 mm x L: 140 mm x H: 80 mm)	D88823	352.00

07 Armlehnen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
7931	Höhen- und tiefeneinstellbar  Armlehnenhöhe 0 mm - 240 mm		
7930	Positionierungs-Schrauben zur Fixierung/Begrenzung der Armlehne		
7914	Weiches 3D Polster, abnehmbar		
7933	Kleiderschutz mit Fingerschutz		

08 Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input checked="" type="checkbox"/> S	Dynamische Beinstützen  Unterschenkellänge SB 250 mm: 240 - 310 mm Unterschenkellänge SB 300/350 mm: 290 - 350 mm Wadenplatten höhen- / tiefenverstellbar dynamisches Fußbrett aus Aluminium, seitlich verriegelbar		
<input type="checkbox"/> 7081	Universal Beinstützen  mit Kniewinkeleinstellung durchgehendes Fußbrett grau Fersenband	D23112	272.00
<input type="checkbox"/> 91	Winkelregulierbare Beinstützen mit automatischem Beinlängenausgleich  höhen- und winkelverstellbare Fußplatten höhen- und winkelverstellbare Wadenplatten Kniepolster 3D	D23113	240.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Beinstützen Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7809	Fußkasten, gepolstert ⚠ nur i.V. mit Winkelregulierbaren oder Universal Beinstützen nicht für Autotransport zugelassen	D23114	502.40
<input type="checkbox"/> 7814	Fussfixationsband, Paar	D23014	240.00
<input type="checkbox"/> 761	Extra kurze Beinstützenlänge ⚠ nur i.V. mit SB 300 - 350 mm nur i.V. mit dynamischer Beinstütze Unterschenkellänge 240 - 310 mm	D23111	329.60

S Bodypoint Fußgelenkriemen

CODE	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	EINSTELLBAR	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7226	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	S	170-200 mm	D44863	384.00
<input type="checkbox"/> 7227	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	M	190-230 mm	D44864	384.00
<input type="checkbox"/> 7228	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	L	220-290 mm	D44865	384.00

09 **S** Therapietische

Die weichen Armlehnenpolsterungen müssen abgenommen werden, um den Tisch montieren zu können. Beachten Sie bitte, dass die Verwendung eines Tisches in Zusammenhang mit einer dynamischen Sitzeinheit nicht empfohlen werden kann. Da ein Tisch statisch ist und es in Zusammenspiel mit einer dynamischen Sitzeinheit zu einer Verletzung führen kann

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7848	Tisch verstärkt, Transparent, aufschiebbar	D21050	643.20
<input type="checkbox"/> 7231	Polsterung für Therapietischplatte	D21052	204.80

10 Diverses Zubehör

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7272 S	Werkzeug Kit	D21239	163.20

Versions-Nr.: #828 - 01.01.2022

 Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**11 Gurte und Zubehör für den Sitz**

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7215	<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitsschutzkappe ⚠ für Bodypoint 2-Punkt Beckenstabilisator	D45040	105.60
	<input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint 2-Punkt Beckenstabilisator EVOFLEX inkl. Befestigung		
7216	XS / Länge Gurtpolsterung 380 mm		
<input type="checkbox"/> 7217	M / Länge Gurtpolsterung 460 mm	D86903	
	<input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint - Elastisches Universalband		
<input type="checkbox"/> 7218	S / Höhe 80 mm / Länge 1420 mm	D45084	310.40

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

12 Gurte und Zubehör für den Rücken

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
7310	<input checked="" type="checkbox"/> H-Gurt Adapter Kit		
<input type="checkbox"/> 7311	<input checked="" type="checkbox"/> Brust-Schulter Gurt	D41645	316.80
	<input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint Stayflex Brust-Gurt ohne Reissverschluss		
<input type="checkbox"/> 7219	XS / Schulterbreite 240 - 280 mm	D89805	444.80
<input type="checkbox"/> 7220	S / Schulterbreite 280 - 330 mm	D89898	444.80
<input type="checkbox"/> 7221	M / Schulterbreite 330 - 410 mm	D86895	444.80
	<input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint Pivofit Schulter-Gurt		
<input type="checkbox"/> 7934	XXS / Schulterbreite 210 - 240 mm	D89801	444.80
<input type="checkbox"/> 7223	XS / Schulterbreite 240 - 280 mm	D89802	444.80
<input type="checkbox"/> 7224	S / Schulterbreite 280 - 330 mm	D89803	444.80
<input type="checkbox"/> 7225	M / Schulterbreite 330 - 410 mm	D86898	444.80

13 Sonderbauten Beispiele

Bitte setzen Sie sich für Sonderbauten mit unserem Customer Service in Verbindung

BEZEICHNUNG	Netti	CHF
Netti Nature Buggy Rad für Fahren auf unebenen Flächen, am Strand oder im Wald. Standard Lenkräder mit Gabeln werden mitgeliefert		
Verdeck zum Schutz gegen Wind, Regen oder Eindrücke		

Anmerkungen

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift