

Netti Dynamic CED

1.265

HMV: Sonderbau

Zugelassenes Benutzergewicht

135 kg

130 kg kurze Sitztiefe CEDS (kurzer Rahmen)




Für Personentransport geeignet

Geprüft nach ISO 7176-19 (CEDS: 130kg / CED: 135kg)

Ab Personengröße 185 cm nur i.V. mit

Alu-Kopfstützenadapter, Rückenhöhe 600 mm und
vertikaler Kopfstützenstange 500 mm





Inspire joy of life

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Der Netti CED Dynamic bietet einfache Handhabung und die bekannte hohe Stabilität und Qualität
- Mit dem Dynamic CED wird der Nutzer nach den Spasmen in seine ursprüngliche und komfortable Sitzposition zurückgebracht, dies führt zu weniger Repositionierung und weniger Verschleiß am Stuhl
- Lange Lebensdauer
- 5 Jahre Garantie auf den Rahmen

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Flexible Sitztiefe
- Dynamische Sitzplatte
- Dynamischer Rückenzyylinder in verschiedenen Stärken erhältlich
- Radstandsverlängerung
- Ergonomischer Schiebebügel

EINSATZBEREICH

- Der Netti Dynamic CED eignet sich für Nutzer die von einem dynamischem Vollsystem profitieren können, zB Nutzer mit Dystonie, Parkinson oder unfreiwillige Bewegungen
- In den Sitzbreiten 350 - 500 mm erhältlich
- Bis Nutzergewicht 135 kg (130 kg) zugelassen

ALUREHAB Vertriebs- und Servicepartner Schweiz: Rehasys AG, Roggenstrasse 3, CH-4665 Oftringen
Tel. 061 487 94 44, Fax 061 487 94 49, info@rehasys.ch

Alle Preise VK exkl. MwSt. in CHF | Änderungen vorbehalten | Keine Garantie auf Druckfehler | Gültig ab 01.07.2022 bis zum neuen Erscheinen

○ BESTELLUNG

○ KOSTENVORANSCHLAG

○ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte mailen an: info@rehasys.ch

Kundenservice: 0800 800 123

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:	
Lieferanschrift:	
Umsatzsteuer-ID	
Kommission / Bemerkungen:	
Bestellmenge:	Sitz bei Autotransport:



HMV: Sonderbau

**Preis GM Sonderbau****Preis auf Anfrage****Grundausrüstung**

- Winkelverstellbarer Schiebebügel
- Antikippstützen nach oben drehbar
- Kniehebelbremsen, nach vorne abklappbar
- Rahmenverlängerung inkl. längere Antikippstützen
- Rückenkissen Netti Uno mit 3D Bezug
- Rückenhöhe 500 mm
- Sitzkissen Netti Uno mit 3D Bezug
- Sitzeinheit mit dynamischer Sitzplatte

**Zugelassenes Benutzergewicht**

135 kg

130 kg kurze Sitztiefe CEDS (kurzer Rahmen)

**Für Personentransport geeignet**

Geprüft nach ISO 7176-19 (CEDS: 130kg / CED: 135kg)

Ab Personengröße 185 cm nur i.V. mit

Alu-Kopfstützenadapter, Rückenhöhe 600 mm und

vertikaler Kopfstützenstange 500 mm

- Manuelle winkelregulierbare Beinstützen
- Armlehnen höhen- und tiefenverstellbar, nach hinten abschwenkbar
- Armlehnenpolster 385 x 58 mm, PU
- Armlehnen mit Handschutz
- Antriebsräder 24 x 1" PU inkl. Steckachse
- Lenkräder 7" - 175 x 33 pannensicher inkl. Steckachse
- Kopfstütze A mit Seitenführung

ALUREHAB Vertriebs- und Servicepartner Schweiz: Rehasys AG, Roggenstrasse 3, CH-4665 Oftringen
Tel. 061 487 94 44, Fax 061 487 94 49, info@rehasys.ch

Alle Preise VK exkl. MwSt. in CHF | Änderungen vorbehalten | Keine Garantie auf Druckfehler | Gültig ab 01.07.2022 bis zum neuen Erscheinen



Technische Daten

Sitzbreiten in mm	350 / 400 / 430 / 450 / 500
Optionale Sitzbreitenflexibilität in mm	2x +12
Sitztiefe in mm	425 - 500 (375 - 450)
Rückenhöhe in mm	500 - 600
Sitzhöhen gemessen bis Sitzplatte in mm	440 - 500
Max. Nutzergewicht	135 kg
Max. Nutzergewicht für Autotransport	135 (130) kg
Sitzwinkel	-5° bis +20°
Rückenwinkel	Hängt von der Wahl des Rückenzyllinders ab
Zusätzliche Breite zur SB mit Standardräder in mm	+180 (Standard 24" / 22") +195 (Trommelbr. 24" / 22") +170 (12" + 16" TBB Räder)
Beinstützenlänge mit Standard Beinstützen in mm	320 - 680
Armlehnenhöhe (von der Sitzplatte zum Armpolster) in mm	265 - 355
Gesamthöhe in mm	1050
Länge mit Beinstützen in mm	1020
Rahmenfarbe	Graphitgrau

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an


SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

01 Sitzbreite/Sitztiefe

Sitzbreite	Sitztiefe kurzer Rahmen				Sitztiefe standard Rahmen			
	375 mm	400 mm	425 mm	450 mm	425 mm	450 mm	475 mm	500 mm
350 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
400 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
430 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
450 mm					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
500 mm					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sitzbreite Option

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7091	SB - Erweiterungskit  montiert 2x 12 mm nur i.V. mit SB 350 -450 mm	D83937	272.00

02 Räder

Lenkrad	Antriebsräder	
	22x1" PU	24x1" PU
6" 150x27 PU	<input type="checkbox"/> 240.00 CHF	
7" 175x33 PU		

Lenkrad Option

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7161	7" 175x45 PU Schaum	D21021	144.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung


Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

03 Räder Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	∅	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7148	<input checked="" type="radio"/> Einhandantrieb links  nicht i.V. mit Trommelbremse	24"	D20834	1'990.40
<input type="checkbox"/> 7149	Einhandantrieb rechts  nicht i.V. mit Trommelbremse	24"	D20836	1'990.40
<input type="checkbox"/> 7150	<input checked="" type="radio"/> Einhandantrieb links  nicht i.V. mit Trommelbremse	22"	D20837	1'990.40
<input type="checkbox"/> 7151	<input checked="" type="radio"/> Einhandantrieb rechts  nicht i.V. mit Trommelbremse	22"	D20838	1'990.40
<input type="checkbox"/> 7142	Montagepaket für Antriebsräder inkl. Trommelbremse  Das Montagepaket wird beigelegt und ist zur Montage durch den Fachhändler vorgesehen	12 1/2"	M70315	620.80
<input type="checkbox"/> 7143	Montagepaket für Antriebsräder inkl. Trommelbremse  Das Montagepaket wird beigelegt und ist zur Montage durch den Fachhändler vorgesehen	16"	M70316	620.80
<input type="checkbox"/> 7144	Hand- und Speichenschutz - Transparent, Paar  nicht i.V. mit Einhandantrieb	22" / 24"	D22009	252.80
<input type="checkbox"/> 7145	<input checked="" type="radio"/> Greifreifenüberzüge, Paar	22" / 24"	D22013	204.80

 Kniehebelbremsen bei Montage von 12" Antriebsrädern ohne Funktion

04 Bremse

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
305	Kniehebelbremse		
<input type="checkbox"/> 986	Bremshebelverlängerung + 70 mm - Länge 200 mm  Montage durch Fachhandel	D86099	291.20
<input type="checkbox"/> 706	Trommelbremse für Begleiter inkl. Steckachse	D22085	416.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

05 Bezug

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7070	Easy Care Bezug	D21022	
7071	3D Bezug		

06 Kopfstützen

Meyra/Netti	Kopfstütze	Waagerechtes Kopfstützenrohr		
		150 mm	250 mm	380 mm
7040 / Standard	Netti A mit Seitenführung		<input checked="" type="checkbox"/> 144.00 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 163.20 CHF
7044 / D82567	Netti A mit Seitenführung/Stirnband	<input checked="" type="checkbox"/> 585.60 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 729.60 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 748.80 CHF
7041 / D27574	Netti B klein, oval	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 144.00 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 163.20 CHF
7042 / D27573	Netti C groß, rechteckig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 144.00 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 163.20 CHF
7039 / D82746	Netti Dynamic C	<input type="checkbox"/> Preis auf Anfrage		
7043 / D27572	Netti D mit Komfortpolster, druckverteilend	<input checked="" type="checkbox"/> 406.40 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 550.40 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 569.60 CHF
7045 / D27577	Netti E mit justierbaren Seitenteilen	<input checked="" type="checkbox"/> 524.80 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 668.80 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 688.00 CHF
7046 / D27581	Netti E mit kurzer Seitenführung rechts	<input checked="" type="checkbox"/> 668.80 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 812.80 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 832.00 CHF
7047 / D27582	Netti E mit kurzer Seitenführung links	<input checked="" type="checkbox"/> 668.80 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 812.80 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 832.00 CHF
7048 / D27578	Netti F mit Kinnunterstützung	<input checked="" type="checkbox"/> 524.80 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 668.80 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 688.00 CHF
7049 / D45370	Savant inkl. Stirnband, Small, Höhe 130 mm	<input checked="" type="checkbox"/> 1'606.40 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 1'715.20 CHF	
7050 / D45371	Savant inkl. Stirnband, Normal, Höhe 150 mm	<input checked="" type="checkbox"/> 1'606.40 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 1'715.20 CHF	

⚠ Alle Kopfstützen inkl. einer Standard Vertikalstange Länge 350 mm
 Netti Dynamic Kopfstütze inkl. Aluminium Adapter
 Savant Kopfstützen nicht für Autotransport zugelassen

ALUREHAB Vertriebs- und Servicepartner Schweiz: Rehasys AG, Roggenstrasse 3, CH-4665 Oftringen
 Tel. 061 487 94 44, Fax 061 487 94 49, info@rehasys.ch

Alle Preise VK exkl. MwSt. in CHF | Änderungen vorbehalten | Keine Garantie auf Druckfehler | Gültig ab 01.07.2022 bis zum neuen Erscheinen

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Kopfstützen Optionen (Netti / Savant)

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
7030	Vertikalstange für die Kopfstütze (Ges. 350 mm)		
<input type="checkbox"/> 7031	S Vertikalstange für die Kopfstütze +150 mm (Ges. 500 mm) ⚠ nicht i.V. mit dynamischer Kopfstütze	D21054	144.00
<input type="checkbox"/> 7032	Kopfstützenadapter Aluminium	D82025	406.40

Kopfstützen Optionen (Netti)

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7055	Easycare Kopfstützenbezug abnehmbar/abwaschbar ⚠ nur i.V. mit Kopfstütze A, B oder C	D23012	144.00
<input type="checkbox"/> 7056	3D Kopfstützenbezug abnehmbar ⚠ nur i.V. mit Kopfstütze A, B oder C	D23013	144.00
<input type="checkbox"/> 7053	S Extra Komfortpolsterungen für das Stirnband von Kopfstütze A	D82568	54.40
<input type="checkbox"/> 7054	S Komfortkissen abnehmbar, Mars Bezug ⚠ nur i.V. mit Kopfstütze C	D23004	294.40
<input type="checkbox"/> 7057	S Graues Kopfkissen, quadratisch mit Gummiband, Mars Bezug	D23015	387.20
<input type="checkbox"/> 7027	S Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 60° ⚠ nur i.V. mit Netti Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D89558	1'568.00
<input type="checkbox"/> 7028	S Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 90° ⚠ nur i.V. mit Netti Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D89559	1'568.00

S Kopfstützen Optionen (Savant)

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7052	Seitenführungen für Savant Kopfstütze Für extra laterale Unterstützung Für die oberen Arme der Kopfstütze ⚠ nicht kompatibel mit dem Stirnband nur i.V. mit einer Savant-Kopfstütze	D45373	214.40
<input type="checkbox"/> 7025	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 60° ⚠ nur i.V. mit Savant Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D45368	1'350.40
<input type="checkbox"/> 7026	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 90° ⚠ nur i.V. mit Savant Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D45376	1'350.40

ALUREHAB Vertriebs- und Servicepartner Schweiz: Rehasys AG, Roggenstrasse 3, CH-4665 Oftringen
Tel. 061 487 94 44, Fax 061 487 94 49, info@rehasys.ch

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

07 Rückeneinheit

Code	Kissenart	Anpassrücken (Klett)		Aluminium (fest)	
		RH 500 mm	RH 600 mm	RH 500 mm	RH 600 mm
7201 / Standard	Rückenkissen Netti Uno (seitl. Führungspolster 100 mm)			<input type="checkbox"/> 598.40 CHF	
7209 / D21338	Netti Smart (seitl. Führungspolster 120 mm)	<input checked="" type="checkbox"/> 553.60 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 956.80 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 1'152.00 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 1'552.00 CHF
7207 / D21333	Netti Stabil (seitl. Führungspolster 170 mm)	<input checked="" type="checkbox"/> 896.00 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 1'299.20 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 1'494.40 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 1'894.40 CHF
7210 / D21334	Netti Super Stabil (seitl. Führungspolster 170 mm, verstärkt)	<input checked="" type="checkbox"/> 1'043.20 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 1'446.40 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 1'641.60 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 2'041.60 CHF
7205 / D20630	Netti Kyphotic	<input checked="" type="checkbox"/> 1'203.20 CHF			

 Netti Uno/Smart/Stabil/Super Stabil mit Bezug Easy Care oder 3D
Netti Kyphotic nur mit 3D/Mars Bezug

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Dynamic FREE Gaszylinder

Erlaubt bis zu 40° Bewegung des Oberkörpers nach hinten. Die normale Rückenkantelung kann in jeder gewünschten Position fest eingestellt werden indem die dynamische Bewegung gleichzeitig blockiert wird, was z.B. bei Transport und Positionierung erforderlich ist.

Gurt OHNE L M XS

A

CODE	EVOFLEX GURT	BEZEICHNUNG	EMPFEHLUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7170	<input checked="" type="radio"/> A	200N	SB 350 - 400 mm	D200N	
<input type="checkbox"/> 7171	<input checked="" type="radio"/> A	300N	SB 350 - 400 mm	D300N	
<input type="checkbox"/> 7172	<input checked="" type="radio"/> A	400N	SB 350 - 400 mm	D400N	
<input type="checkbox"/> 7173	<input checked="" type="radio"/> A	500N	SB 350 - 400 mm	D500N	
<input type="checkbox"/> 7174	<input checked="" type="radio"/> A	600N	SB 350 - 400 mm	D600N	
<input type="checkbox"/> 7175	<input checked="" type="radio"/> A	700N	SB 350 - 400 mm	D700N	
<input type="checkbox"/> 7176	<input checked="" type="radio"/> A	800N	SB 350 - 400 mm	D800N	
<input type="checkbox"/> 7177	<input checked="" type="radio"/> A	900N	SB 450 - 500 mm	D900N	
<input type="checkbox"/> 7178	<input checked="" type="radio"/> A	1000N	SB 450 - 500 mm	D1000N	
<input type="checkbox"/> 7179	<input checked="" type="radio"/> A	1100N	SB 450 - 500 mm	D1100N	
<input type="checkbox"/> 7180	<input checked="" type="radio"/> A	1200N	SB 450 - 500 mm	D1200N	
<input type="checkbox"/> 7181	<input checked="" type="radio"/> A	1300N	SB 450 - 500 mm	D1300N	

 inklusiv Bodypoint EVOFLEX Beckenstabilisator 2-Punkt Gurt

Dynamic Gaszylinder Rückenwinkel 15°

Rückeneinheit mit Dynamic Gaszylinder erlaubt 15° Bewegung des Oberkörpers nach hinten. Die normale Rückenkantelung kann immer noch genutzt werden und kann in jeder gewünschten Position festgestellt werden. Der Dynamic Zylinder kann nicht blockiert werden. Empfohlen für spastische Bewegungen, andauernde spastische Versteifungen, zur Steigerung des Komforts und zur Vorbeugung

Gurt OHNE L M XS


A

CODE	GURT	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7182	<input checked="" type="radio"/> s <input checked="" type="radio"/> A	80N	D80N	
<input type="checkbox"/> 7183	<input checked="" type="radio"/> s <input checked="" type="radio"/> A	120N	D120N	
<input type="checkbox"/> 7184	<input checked="" type="radio"/> s <input checked="" type="radio"/> A	160N	D160N	

 inklusiv Bodypoint EVOFLEX Beckenstabilisator 2-Punkt Gurt
nicht für Autotransport zugelassen

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Dynamic FREE Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7185	Rückenwinkelbegrenzer - von 116° - 134° begrenzbar  nur i.V. mit Dynamic FREE Gaszylinder Montage durch den Fachhändler	D87903	99.20

Anpassrücken

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7805	Anpassbare Rückenbespannung mit Aussparung für Seitenpelotten	D44992	428.80

Rücken Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7110	Seitenpelotte Korrektur gepolstert Höhen- Seiten und Körperanpassbar, rechts	D27375	352.00
<input type="checkbox"/> 7111	Seitenpelotte Korrektur gepolstert Höhen- Seiten und Körperanpassbar, links	D27374	352.00
<input type="checkbox"/> 7114	<input checked="" type="checkbox"/> Laterale Unterstützung Stabil rechts  nur i.V. mit Netti Stabil, Netti Super Stabil oder Netti Kyphotic	D26844	400.00
<input type="checkbox"/> 7113	<input checked="" type="checkbox"/> Laterale Unterstützung Stabil links  nur i.V. mit Netti Stabil, Netti Super Stabil oder Netti Kyphotic	D26831	400.00
<input type="checkbox"/> 7115	<input checked="" type="checkbox"/> Polsterung für laterale Unterstützung Stabil, Paar	D27541	246.40
<input type="checkbox"/> 7130	Rückenkeil	D21084	297.60
<input type="checkbox"/> 7129	Lendenwirbelkissen, klettbar	D21042	297.60
<input type="checkbox"/> 7185	Rückenwinkelbegrenzer  Montage durch den Fachhandel nur i.V. mit Dynamic Free Gaszylinder	D87903	117.80

08 Ride System Rücken

Nutzen Sie für das Ride Rückensystem bitte den Ride System Bestellbogen

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

09 Rahmenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
7127	Antikippstützen inklusive Ankipphilfe, nach oben drehbar		
7146	Rahmenverlängerung inkl. längere Antikippstützen		
<input type="checkbox"/> 7092	<input checked="" type="checkbox"/> Sitzkantelung-Begrenzungsring ⚠ keine negative Kantelung nach vorne	D29474	64.80
<input type="checkbox"/> 7273	Rollstuhl-Befestigungskit für Autotransport, Paar	D41074	288.00
7123	Winkelverstellbarer Schiebebügel		
<input type="checkbox"/> 7804	<input checked="" type="checkbox"/> Schiebegriff 300 mm, höhenverstellbar und drehbar ⚠ Armlehnen sind in dieser Kombination nicht nach hinten abschwenkbar	D21755	400.00

10 Sitzeinheit

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
	Dynamische Sitzplatte		
7206	Netti Uno Sitzkissen ⚠ Bezug Easy Care oder 3D		
<input type="checkbox"/> 7203	<input checked="" type="checkbox"/> Netti Sit Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzeinlage ⚠ Bezug Easy Care oder 3D	D21007	643.20
<input type="checkbox"/> 7208	<input checked="" type="checkbox"/> Netti Sit °C Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzschutzbezug unter dem temperaturregulierendem 3D Bezug	D21017	896.00

Sitz Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7190	<input checked="" type="checkbox"/> Abduktionskeil klein (B: 80 mm x L: 140 mm x H: 80 mm)	D27493	425.60
<input type="checkbox"/> 7191	Abduktionskeil mittel (B: 110 mm x L: 150 mm x H: 80 mm)	D27494	425.60
<input type="checkbox"/> 7192	<input checked="" type="checkbox"/> Abduktionskeil groß (B: 140 mm x L: 170 mm x H: 80 mm)	D27495	425.60
<input type="checkbox"/> 7204	Netti Dry Inkontinenz-Überbezug für Sitzkissen ⚠ nicht i.V. mit Ride Java Kissen oder Ride Forward	D21048	384.00

11 Ride System Sitz

Nutzen Sie für das Ride Sitzsystem bitte den Ride System Bestellbogen

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

12 Beinstützen

CODE	USL (mm)	BEZEICHNUNG	KENNUNG	Netti	CHF
91	320-680 mm	Manuelle winkelregulierbare Beinstützen mit automatischem Beinlängenausgleich Höhen- und tiefenverstellbare Wadenplatten Höhen- und winkelverstellbare Fußplatten	A		
<input type="checkbox"/> 7081	<input checked="" type="checkbox"/> 360-500 mm	Universalbeinstützen mit Kniewinkeleinstellung einstellbar unter 90° für kontrakte Beinsituationen bei Kantelung der Sitzeinheit im Schiebemodus	B	D24005	214.40
<input type="checkbox"/> 7811	360-640 mm	Netti Grandis winkelregulierbare Beinstütze	C	D88600	1'779.20
<input type="checkbox"/> 7818		Netti Grandis Amputationsbeinstütze links Netti Grandis Beinstütze rechts	D	D88618	1'705.60
<input type="checkbox"/> 7819		Netti Grandis Amputationsbeinstütze rechts Netti Grandis Beinstütze links	D	D88619	1'705.60
<input type="checkbox"/> 7819/7818		Netti Grandis Amputationsbeinstütze links Netti Grandis Amputationsbeinstütze rechts	D	D88618/ 3'411.20 D88619	
⚠ nur i.V. mit Rahmenverlängerung					
<input type="checkbox"/> 7820	380-550 mm	Netti Grandis feste Beinstütze	E	D88612	1'779.20

Netti Dynamic Beinstützen

Netti Dynamic (Kennung F)	winkelregulierbare Beinstützen inkl. Wadenplatten und Fußbrett - 100 N	
	USL 450-550 mm	USL 350-450 mm
gleiche Oberschenkel­längen	<input type="checkbox"/> Preis auf Anfrage	<input type="checkbox"/> Preis auf Anfrage
unters. Oberschenkel­längen	<input type="checkbox"/> Preis auf Anfrage	<input type="checkbox"/> Preis auf Anfrage

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Beinstützen Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	TYP	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7080	Hebel statt Sterngriff für einfache Winkeleinstellung ! nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen oder Dynamic Beinstützen	A-F	D88211	147.20
<input type="checkbox"/> 7082	<input checked="" type="checkbox"/> Tiefenverstellbares Scharnier für Fussplatten (50 mm insgesamt) ! vormontiert nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen oder Universalbeinstützen	A-B	D80087	803.20
<input type="checkbox"/> 7806	Gasdruckfeder für die Winkeleinstellung ! nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen	A	D21008	1'580.80
<input type="checkbox"/> 7814	Fußfixationsband, Paar inkl. Montagesatz ! nur i.V. mit Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen	C	D88014	384.00
<input type="checkbox"/> 7821	Verstärktes automatisches Fussbrettsschloss ! Durch die Montage ist das Fussbrett nicht winkeleinstellbar nur i.V. mit Netti Dynamic Beinstütze nicht i.V. mit unterschiedlichen Oberschenkellängen	F	D45245	931.20
<input type="checkbox"/> 7814	Fussfixationsband ! nur i.V. mit Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen		D88014	384.00
<input type="checkbox"/> 7817	Wadenband, gepolstert ! nur i.V. mit Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen		D21293	144.00

Beinstützen Polster

CODE	BEZEICHNUNG	TYP	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7100	<input checked="" type="checkbox"/> Polster für Wadenplattenwinkel - Paar - Skai Bezug ! nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen oder elektrischen Beinstützen	A-C-F	D21745	89.60
<input type="checkbox"/> 7101	<input checked="" type="checkbox"/> Wadenplattenpolster extraweich - Paar ! Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen, Dynamic Beinstützen oder elektrischen Beinstützen	A-F	D41617	345.60
<input type="checkbox"/> 7831	Wadenplattenpolster extraweich - Paar ! Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls nur i.V. mit Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen	C	D88602	345.60
<input type="checkbox"/> 7102	<input checked="" type="checkbox"/> Fußplattenpolsterung - Paar - Skai Bezug ! nicht i.V. mit Universalbeinstütze nicht i.V. mit Grandis Beinstützen nicht i.V. mit Dynamic Beinstützen	A	D28453	486.40
<input type="checkbox"/> 7823	Kniepolster für den oberen Unterschenkel ! Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls nur i.V. mit Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen	C	D88607	188.80

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Fußbrett/Fußkasten

CODE	BEZEICHNUNG	TYP	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7808	Durchgehendes Fussbrett ! nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen oder Universalbeinstützen	A-B	D21044	521.60
<input type="checkbox"/> 7815	Durchgehendes Fussbrett - hochklappbar und verriegelbar ! nur i.V. mit Netti Grandis Beinstützen	C-E	D88603	627.20
<input type="checkbox"/> 7809	Fusskasten, gepolstert ! nicht i.V. mit Autotransport nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen oder Universalbeinstützen	A-B	D21041	828.80
<input type="checkbox"/> 7816	Fusskasten, gepolstert ! nur i.V. mit Netti Grandis Beinstützen	C-E	D88605	1'177.60

Beinstützen Abduktion

CODE	BEZEICHNUNG	TYP	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7807	Extra Abduktion bei Beinstützen (+50 mm) ! nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen, Universalbeinstützen oder Dynamic Beinstützen nicht möglich bei SB 430 mm eingeschränkte Wadenplatteneinstellung	A-B-F	D21081	688.00
<input type="checkbox"/> 7812	Extra Abduktion bei Beinstützen (+50 mm) ! nicht möglich bei SB 430 mm nur i.V. mit Grandis Beinstützen eingeschränkte Wadenplatteneinstellung	C-E	D88608	678.40

S Bodypoint Fußgelenkriemen

CODE	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	EINSTELLBAR	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7226	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	S	170-200 mm	D44863	384.00
<input type="checkbox"/> 7227	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	M	190-230 mm	D44864	384.00
<input type="checkbox"/> 7228	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	L	220-290 mm	D44865	406.40
<input type="checkbox"/> 7233	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	XL	280-330 mm	D44904	441.60
<input type="checkbox"/> 7940	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert für GRANDIS	S	170-200 mm	D88863	531.20
<input type="checkbox"/> 7941	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert für GRANDIS	M	190-230 mm	D88864	531.20
<input type="checkbox"/> 7942	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert für GRANDIS	L	220-290 mm	D88865	547.20
<input type="checkbox"/> 7943	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert für GRANDIS	XL	280-330 mm	D88866	585.60

ALUREHAB Vertriebs- und Servicepartner Schweiz: Rehasys AG, Roggenstrasse 3, CH-4665 Oftringen
Tel. 061 487 94 44, Fax 061 487 94 49, info@rehasys.ch

Alle Preise VK exkl. MwSt. in CHF | Änderungen vorbehalten | Keine Garantie auf Druckfehler | Gültig ab 01.07.2022 bis zum neuen Erscheinen

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Bodypoint Wadenbänder

CODE	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	LÄNGE	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7234	Bodypoint Wadenband	M	410 mm	D86900	294.40
<input type="checkbox"/> 7235	Bodypoint Wadenband	L	450 mm	D86901	294.40

13 Armlehnen

Meyra / Netti	abschwenk-, höhen- und tiefenverstellbar	Armlehnen	
		Polster Standard	Polster extraweich
Standard	385 x 58 mm		S <input type="checkbox"/> 182.40 CHF
D21077	420 x 80 mm	S <input type="checkbox"/> 204.80 CHF	S <input type="checkbox"/> 428.80 CHF

! bei Auswahl Polster extraweich ist die Anbringung eines Therapietisches nicht möglich
Polster Easycare oder 3D je nach Ausstattung des Grundstuhls

S Armlehnenpolster Option

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7063	Hemiplegie-Armlagerungskissen, Stück	D23003	355.20
<input type="checkbox"/> 7064	Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, links ! nicht möglich mit Therapietisch	D29459	534.40
<input type="checkbox"/> 7065	Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, rechts ! nicht möglich mit Therapietisch	D29460	534.40

14 **S** Therapietische



Beachten Sie bitte, dass die Verwendung eines Tisches in Zusammenhang mit einer dynamischen Sitzeinheit nicht empfohlen werden kann. Da ein Tisch statisch ist und es in Zusammenspiel mit einer dynamischen Sitzeinheit zu einer Verletzung führen kann.

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7243	Therapietisch, standard	D25059	294.40
<input type="checkbox"/> 7241	Therapietisch, abschwenkbar	D28826	438.40
<input type="checkbox"/> 7242	Therapietisch, verriegelbar	D28828	438.40
<input type="checkbox"/> 7231	Polsterung für Therapietischplatte	D21052	204.80

ALUREHAB Vertriebs- und Servicepartner Schweiz: Rehasys AG, Roggenstrasse 3, CH-4665 Oftringen
Tel. 061 487 94 44, Fax 061 487 94 49, info@rehasys.ch

Alle Preise VK exkl. MwSt. in CHF | Änderungen vorbehalten | Keine Garantie auf Druckfehler | Gültig ab 01.07.2022 bis zum neuen Erscheinen

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**15 Diverses Zubehör**

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7824	Klinikkit  Werkzeug und Rändelschrauben statt Inbusschrauben für winkelregulierbare Beinstützen	D21087	195.20
<input type="checkbox"/> 7272	<input checked="" type="checkbox"/> Werkzeug Kit	D21239	163.20
<input type="checkbox"/> 7271	Infusionsständer (Montage am Rücken-Querrohr)	D41987	537.60
<input type="checkbox"/> 7822	Universalgerätekorb inkl. Rahmenverlängerung  Breite SB - 45 mm / Tiefe 305 mm / Kantenhöhe 70 mm max. Belastung 6 kg	IS-D80085	924.80

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**16 Gurte und Zubehör für den Sitz**

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7215	<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitsschutzkappe ⚠ für Bodypoint 2-Punkt Beckenstabilisator und Bodypoint 4-Punkt Beckenstabilisator	D45040	105.60
<input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint 4-Punkt Beckenstabilisator inkl. Befestigung			
<input type="checkbox"/> 7305	XS / Länge Gurtpolsterung 360 mm	D86889	688.00
<input type="checkbox"/> 7306	M / Länge Gurtpolsterung 460 mm	D86893	688.00
<input type="checkbox"/> 7307	L / Länge Gurtpolsterung 620 mm	D86894	688.00
<input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint - Elastisches Universalband			
<input type="checkbox"/> 7218	S / Höhe 80 mm / Länge 1420 mm	D45084	310.40
<input type="checkbox"/> 7308	L / Höhe 110 mm / Länge 1420 mm	D45085	310.40
<input type="checkbox"/> 7309	XL / Höhe 150 mm / Länge 1420 mm ⚠ Länge der Bodypoint Universalbänder kann gekürzt werden	D45086	310.40

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung


Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

17 Gurte und Zubehör für den Rücken

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7310	<input checked="" type="checkbox"/> H-Gurt Adapter Kit  empfohlen für alle Oberkörpergurtsysteme	D86890	451.20
<input type="checkbox"/> 589	<input checked="" type="checkbox"/> H-Gurt, gepolstert mit Verschluss	D20881	412.80
<input type="checkbox"/> 7311	<input checked="" type="checkbox"/> Brust-Schulter Gurt	D41645	316.80
	<input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint Stayflex Brust-Gurt ohne Reissverschluss		
<input type="checkbox"/> 7219	XS / Schulterbreite 240 - 280 mm	D89805	444.80
<input type="checkbox"/> 7220	S / Schulterbreite 280 - 330 mm	D89898	444.80
<input type="checkbox"/> 7221	M / Schulterbreite 330 - 410 mm	D86895	444.80
<input type="checkbox"/> 7312	L / Schulterbreite 410 - 480 mm	D86896	444.80
	<input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint Pivofit Brust-Gurt		
<input type="checkbox"/> 7223	XS / Schulterbreite 240 - 280 mm	D89802	444.80
<input type="checkbox"/> 7224	S / Schulterbreite 280 - 330 mm	D89803	444.80
<input type="checkbox"/> 7225	M / Schulterbreite 330 - 410 mm	D86898	444.80
<input type="checkbox"/> 7313	L / Schulterbreite 410 - 480 mm	D86899	444.80

18 Decon Antriebssysteme

Nutzen Sie für die Decon Antriebssysteme bitte die Decon E-Drive und Decon E-Move Bestellbögen


 Ein Anbau von Decon Antriebssystem erfordert breite Lenkräder D21021 (Code 7161)
Bitte beachten Sie auch, dass die Kombination von Decon Antriebssysteme mit einem Dynamic Stuhl eine Halterung der Batterie im Sonderbau erfordert
Gerne senden Sie uns hierzu Ihre Anfrage

BENUTZERDATEN

Vorname	
Name	
Straße	
PLZ	
Ort	
Land	
Geburtsdag	
Diagnose 1	
Diagnose 2	
Telefon	
Handy	
eMail	
Auftragsnummer	

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe	
2) Sitzbreite	
3) Brustbreite	
4) Brusttiefe	
5) Ellenbogenhöhe	
6) Achselhöhe	
7) Rückenhöhe	
8) Kopfhöhe	
9) Unterarmlänge	
10) USL	
Körpergröße	
Gewicht (kg)	



Anmerkungen

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift