

Netti III XHD

1.295


HMV: Sonderbau

 **Zugelassenes Benutzergewicht**

200 kg

160 kg bei Autotransport





Inspire joy of life

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Der Netti III XHD ist ein äussert stabiler und flexibler Rollstuhl, der für seine sehr hohe Qualität und Haltbarkeit bekannt ist
- Lange Lebensdauer
- 5 Jahre Garantie auf den Rahmen

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Verstärkte Rahmenkonstruktion mit doppelter Gasdruckfeder für sowohl Rücken als Sitz
- Rücken- und Sitzkantelung stufenlos einstellbar
- Verstärkte Elemente wie zB Rückenteilhalter, Kopfstützenstabilisator, Räder und Sitzplatte
- Netti Stabil und Netti Sit Kissen

EINSATZBEREICH

- Der Netti III XHD lässt sich leicht an den individuellen Benutzer anpassen
- Für Nutzer mit einem hohen Nutzergewicht
- In den Sitzbreiten 500 bis 600 mm erhältlich (als Option minus 50 mm)
- Bis Nutzergewicht 200 kg zugelassen

ALUREHAB Vertriebs- und Servicepartner Schweiz: Rehasys AG, Roggenstrasse 3, CH-4665 Oftringen
Tel. 061 487 94 44, Fax 061 487 94 49, info@rehasys.ch

Alle Preise VK exkl. MwSt. in CHF | Änderungen vorbehalten | Keine Garantie auf Druckfehler | Gültig ab 01.07.2022 bis zum neuen Erscheinen

○ BESTELLUNG

○ KOSTENVORANSCHLAG

○ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte mailen an: info@rehasys.ch

Kundenservice: 0800 800 123

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge: Sitz bei Autotransport:

Netti®

HMV: Sonderbau



Preis GM Sonderbau

12'921.60 CHF



Grundausrüstung

- Sitztiefe 475 mm
- Schiebegriffe 300 mm
- Antikippstützen nach oben drehbar
- Kniehebelbremsen
- Rückenkissen Netti Stabil mit 3D Bezug
- Rückenhöhe 500 mm
- Sitzkissen Netti Sit mit Inkontinenzbezug unter dem 3D Bezug
- Verstärkte Sitzplatte



Zugelassenes Benutzergewicht

200 kg

160 kg bei Autotransport



Hinweise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!

- Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen
- Abnehmbare, höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen
- Armlehnenpolster 420 x 80 mm
- Verstärkte Armlehnenhalterung
- Antriebsräder 24 x 13/8" HD Flexel
- Verstärkte Gabeln mit Lenkräder 8" - 200 x 50 PU Schaum
- Kopfstützenstabilisator



Technische Daten

Sitzbreiten in mm	500 / 550 / 600
Optionale Sitzbreitenflexibilität in mm	2 x -25
Sitztiefe in mm	400 / 425 / 450 / 475 / 500
Rückenhöhe in mm	500 - 600
Sitzhöhen gemessen bis Sitzplatte in mm	475 - 485
Max. Nutzergewicht	200
Max. Nutzergewicht für Autotransport	160
Sitzwinkel	-9° - +16° mit doppelter Gasdruckfeder
Rückenwinkel	86° - 133° mit doppelter Gasdruckfeder
Zusätzliche Breite zur SB mit Standardräder in mm	+240 (Std. Räder/TBB-Räder) / +210 (12" TBB-Räder)
Beinstützenlänge mit Standard Beinstützen in mm	360 - 640
Armlehnenhöhe (von der Sitzplatte zum Armpolster) in mm	min. 185 / max. 325
Gesamthöhe in mm	1050
Länge mit Beinstützen in mm	1020
Rahmenfarbe	Silber

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

01 Sitzbreite/Sitztiefe

Sitzbreite	Sitztiefe				
	400 mm	425 mm	450 mm	475 mm	500 mm
500 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
550 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
600 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sitzbreite Option

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7090	SB - Reduzierungspolster ! reduziert die SB um 2 x 25 mm	D22149	236.80

02 Räder

CODE	BEZEICHNUNG	∅	Netti	CHF
7140	Antriebsrad HD Flexel	24x1 3/8"		
<input type="checkbox"/> 7142	Antriebsrad TBB Flexel ohne Kniehebelbremse ! inklusiv Rahmenverlängerung	12 1/2"	X21035	620.80
7844	Lenkräder PU Schaum mit verstärkter Gabel	8"		

04 Bremse

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
305	Kniehebelbremse mit 90 mm Hebel		
<input type="checkbox"/> 986	Bremshebelverlängerung + 60 mm - Länge 150 mm	D21029	144.00
<input type="checkbox"/> 7832	Bremshebelverlängerung + 160 mm - Länge 250 mm	D21031	163.20
<input type="checkbox"/> 706	Trommelbremse mit Steckachse	D21010	416.00

05 Bezug

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7070	Easy Care Bezug	X21022	534.40
7071	3D Bezug		

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

06 Kopfstützen

Meyra/Netti	Kopfstütze	Waagerechtes Kopfstützenrohr		
		150 mm	250 mm	380 mm
7040 / D20575	Netti A mit Seitenführung	<input type="checkbox"/> 380.80 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 524.80 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 544.00 CHF
7044 / D82566	Netti A mit Seitenführung/Stirnband	<input checked="" type="checkbox"/> 585.60 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 729.60 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 748.80 CHF
7041 / D20574	Netti B klein, oval	<input type="checkbox"/> 380.80 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 524.80 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 544.00 CHF
7042 / D20573	Netti C groß, rechteckig	<input type="checkbox"/> 380.80 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 524.80 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 544.00 CHF
7043 / D20576	Netti D mit Komfortpolster, druckverteilend	<input checked="" type="checkbox"/> 486.40 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 630.40 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 649.60 CHF
7045 / D27575	Netti E mit justierbaren Seitenteilen	<input checked="" type="checkbox"/> 595.20 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 739.20 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 758.40 CHF
7046 / D27579	Netti E mit kurzer Seitenführung rechts	<input checked="" type="checkbox"/> 758.40 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 902.40 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 921.60 CHF
7047 / D27580	Netti E mit kurzer Seitenführung links	<input checked="" type="checkbox"/> 758.40 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 902.40 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 921.60 CHF
7048 / D27576	Netti F mit Kinnunterstützung	<input checked="" type="checkbox"/> 784.00 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 928.00 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 947.20 CHF
7049 / D45372	Savant inkl. Stirnband, Small, Höhe 130 mm	<input checked="" type="checkbox"/> 1'606.40 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 1'715.20 CHF	
7050 / D45374	Savant inkl. Stirnband, Normal, Höhe 150 mm	<input checked="" type="checkbox"/> 1'606.40 CHF	<input checked="" type="checkbox"/> 1'715.20 CHF	

! Alle Kopfstützen inkl. einer Standard Vertikalstange Länge 350 mm
Savant Kopfstützen nicht i.V. mit Autotransport

Kopfstützen Optionen (Netti / Savant)






CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7030	Vertikalstange für die Kopfstütze (Ges. 350 mm)		
<input type="checkbox"/> 7031 <input checked="" type="checkbox"/>	Vertikalstange für die Kopfstütze +150 mm (Ges. 500 mm)	D21054	144.00
7837	Kopfstützenstabilisator		

ALUREHAB Vertriebs- und Servicepartner Schweiz: Rehasys AG, Roggenstrasse 3, CH-4665 Oftringen
Tel. 061 487 94 44, Fax 061 487 94 49, info@rehasys.ch

Alle Preise VK exkl. MwSt. in CHF | Änderungen vorbehalten | Keine Garantie auf Druckfehler | Gültig ab 01.07.2022 bis zum neuen Erscheinen

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Kopfstützen Optionen (Netti)

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7055	Kopfstützenbezug abnehmbar/abwaschbar  nur i.V. mit Kopfstütze A, B oder C	D23012	144.00
<input type="checkbox"/> 7056	3D Kopfstützenbezug abnehmbar  nur i.V. mit Kopfstütze A, B oder C	D23013	144.00
<input type="checkbox"/> 7053	<input checked="" type="checkbox"/> S Extra Komfortpolsterungen für das Stirnband von Kopfstütze A	D82568	54.40
<input type="checkbox"/> 7054	<input checked="" type="checkbox"/> S Komfortkissen abnehmbar, Mars Bezug  nur i.V. mit Kopfstütze C	D23004	294.40
<input type="checkbox"/> 7057	<input checked="" type="checkbox"/> S Graues Kopfkissen, quadratisch mit Gummiband, Mars Bezug	D23015	387.20
<input type="checkbox"/> 7027	<input checked="" type="checkbox"/> S Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 60°  nur i.V. mit Netti Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D89558	1'568.00
<input type="checkbox"/> 7028	<input checked="" type="checkbox"/> S Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 90°  nur i.V. mit Netti Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D89559	1'568.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

S Kopfstützen Optionen (Savant)

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7052	Seitenführungen für Savant Kopfstütze Für extra laterale Unterstützung Für die oberen Arme der Kopfstütze ! nicht kompatibel mit dem Stirnband nur i.V. mit einer Savant-Kopfstütze	D45373	214.40
<input type="checkbox"/> 7025	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 60° ! nur i.V. mit Savant Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D45368	1'350.40
<input type="checkbox"/> 7026	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 90° ! nur i.V. mit Savant Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D45376	1'350.40

07 Rückeneinheit

Code	Kissenart	Anpassrücken (Klett)		Aluminium (fest)	
		RH 500 mm	RH 600 mm	RH 500 mm	RH 600 mm
7207 / Standard	Netti Stabil (seitl. Führungspolster 170 mm)	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>
			531.20 CHF	598.40 CHF	1'254.40 CHF
7210 / D21123	Netti Super Stabil (seitl. Führungspolster 170 mm, verstärkt)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>
		1'043.20 CHF	1'574.40 CHF	1'641.60 CHF	2'297.60 CHF

! Netti Stabil/Super Stabil mit Bezug Easy Care oder 3D

Anpassrücken

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7117	Anpassbare Rückenbespannung mit Aussparung für Seitenpelotten ! nur i.V. mit SB 350 - 500 mm	D44992	428.80
<input type="checkbox"/> 7805	Anpassbare Rückenbespannung mit Aussparung für Seitenpelotten ! nur i.V. mit SB 550 - 600 mm	D44993	492.80

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rücken Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7114	<input checked="" type="checkbox"/> Laterale Unterstützung Stabil rechts	D26843	400.00
<input type="checkbox"/> 7113	<input checked="" type="checkbox"/> Laterale Unterstützung Stabil links	D26830	400.00
<input type="checkbox"/> 7115	<input checked="" type="checkbox"/> Polsterung für laterale Unterstützung Stabil, Paar	D27541	246.40
<input type="checkbox"/> 7130	Rückenkeil	D21084	297.60
<input type="checkbox"/> 7129	Lendenwirbelkissen, klettbar	D21042	297.60

08 Rahmenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
7127	Antikippstützen als Ankipphilfe verwendbar		
<input type="checkbox"/> 7146	Rahmenverlängerung, inkl. Bremsen auf dem unteren Rohr	D20824	486.40
<input type="checkbox"/> 7273	Rollstuhl-Befestigungskit für Autotransport	D41074	288.00
7804	<input checked="" type="checkbox"/> Schiebegriff 300 mm, höhenverstellbar und drehbar		
<input type="checkbox"/> 7860	Schiebegriff 500 mm, höhenverstellbar und drehbar	D21808	345.60
<input type="checkbox"/> 7126	Schiebebügel, winkel- und höheneinstellbar	D81740	611.20

09 Sitzeinheit

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	HMV-Nr.	CHF
7203	<input checked="" type="checkbox"/> Netti Sit Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzschutzbezug unter dem temperaturregulierendem 3D Bezug		18.99.99.0399	
<input type="checkbox"/> 7208	<input checked="" type="checkbox"/> Netti Sit °C Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzschutzbezug unter dem temperaturregulierendem 3D Bezug	D21017	18.99.99.0399	896.00

Sitz Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7190	<input checked="" type="checkbox"/> Abduktionskeil klein (B: 80 mm x L: 140 mm x H: 80 mm)	D27490	425.60
<input type="checkbox"/> 7191	Abduktionskeil mittel (B: 110 mm x L: 150 mm x H: 80 mm)	D27491	425.60
<input type="checkbox"/> 7192	<input checked="" type="checkbox"/> Abduktionskeil groß (B: 140 mm x L: 170 mm x H: 80 mm)	D27492	425.60
<input type="checkbox"/> 7204	Netti Dry Inkontinenz-Überbezug für Sitzkissen	D21048	384.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

10 Beinstützen

CODE	USL (mm)	BEZEICHNUNG	KENNUNG Netti	CHF
7811	360-640 mm	Netti Grandis winkelregulierbare Beinstütze	C	
<input type="checkbox"/> 7818		Netti Grandis Amputationsbeinstütze links Netti Grandis Beinstütze rechts	D	D88610 819.20
<input type="checkbox"/> 7819		Netti Grandis Amputationsbeinstütze rechts Netti Grandis Beinstütze links	D	D88611 819.20
<input type="checkbox"/> 7819/7818		Netti Grandis Amputationsbeinstütze links Netti Grandis Amputationsbeinstütze rechts	D	D88610 1'638.40 D88611
! nur i.V. mit Rahmenverlängerung				
<input type="checkbox"/> 7820	380-550 mm	Netti Grandis feste Beinstütze	E	D88612 214.40

Netti Dynamic Beinstützen

Netti Dynamic (Kennung F)	winkelregulierbare Beinstützen inkl. Wadenplatten und Fußbrett - 100 N	
	USL 450-550 mm	USL 350-450 mm
gleiche Oberschenkelhöhen	<input type="checkbox"/> 5'891.20 CHF	<input type="checkbox"/> 5'891.20 CHF
unters. Oberschenkelhöhen	<input type="checkbox"/> 6'374.40 CHF	<input type="checkbox"/> 6'374.40 CHF

Beinstützen Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	TYP	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7813	Winkelbegrenzer ! ermöglicht Begrenzung nach oben nur i.V. mit Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen	C	D88604	105.60
<input type="checkbox"/> 7814	Fußfixationsband, Paar inkl. Montagesatz ! nur i.V. mit Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen	C	D88014	384.00
<input type="checkbox"/> 7821	Verstärktes automatisches Fußbrettschloss ! Durch die Montage ist das Fußbrett nicht winkeleinstellbar nur i.V. mit Netti Dynamic Beinstütze nicht i.V. mit unterschiedlichen Oberschenkelhöhen	F	D45245	931.20
<input type="checkbox"/> 7814	Fußfixationsband ! nur i.V. mit Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen		D88014	384.00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Beinstützen Polster

CODE	BEZEICHNUNG	TYP	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7823	Kniepolster für den oberen Unterschenkel ⚠ Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls nur i.V. mit Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen	C	D88607	188.80
<input type="checkbox"/> 7100	Polster für Wadenplattenwinkel - Paar - Skai Bezug ⚠ nur i.V. mit Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen	C-F	D21745	89.60
<input type="checkbox"/> 7101	Wadenplattenpolster extraweich ⚠ Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls für SB 550 - 600 nur 3D möglich	F	D41617	345.60
<input type="checkbox"/> 7831	Wadenplattenpolster extraweich - Paar ⚠ Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls nur i.V. mit Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen	C	D88602	345.60

Fußbrett/Fußkasten

CODE	BEZEICHNUNG	TYP	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7815	Durchgehendes Fussbrett - hochklappbar und verriegelbar ⚠ nur i.V. mit Netti Grandis Beinstützen	C-E	D88603	627.20
<input type="checkbox"/> 7816	Fusskasten, gepolstert ⚠ nur i.V. mit Netti Grandis Beinstützen	C-E	D88605	1'177.60

Beinstützen Abduktion

CODE	BEZEICHNUNG	TYP	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7807	Extra Abduktion bei Beinstützen (+50 mm) ⚠ nur i.V. mit Dynamic Beinstützen nicht i.V. mit SB 600 mm eingeschränkte Wadenplatteneinstellung	F	D21081	688.00
<input type="checkbox"/> 7812	Extra Abduktion bei Beinstützen (+50 mm) ⚠ nur i.V. mit Grandis Beinstützen bei SB 600 mm nur i.V. mit Fußbrett eingeschränkte Wadenplatteneinstellung	C-E	D88608	678.40

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Bodypoint Fußgelenkriemen


CODE	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	EINSTELLBAR	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7226	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	S	170-200 mm	D44863	384.00
<input type="checkbox"/> 7227	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	M	190-230 mm	D44864	384.00
<input type="checkbox"/> 7228	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	L	220-290 mm	D44865	406.40
<input type="checkbox"/> 7233	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	XL	280-330 mm	D44904	441.60
<input type="checkbox"/> 7940	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert für GRANDIS	S	170-200 mm	D88863	531.20
<input type="checkbox"/> 7941	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert für GRANDIS	M	190-230 mm	D88864	531.20
<input type="checkbox"/> 7942	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert für GRANDIS	L	220-290 mm	D88865	547.20
<input type="checkbox"/> 7943	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert für GRANDIS	XL	280-330 mm	D88866	585.60

Bodypoint Wadenbänder

CODE	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	LÄNGE	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7234	Bodypoint Wadenband	M	410 mm	D86900	294.40
<input type="checkbox"/> 7235	Bodypoint Wadenband	L	450 mm	D86901	294.40
<input type="checkbox"/> 7817	Wadenband, gepolstert			D21293	144.00

11 Armlehnen

Meyra / Netti	Armlehne	Armlehnen	
		Polster Standard	Polster extraweich
Standard SB	420 x 80 mm H395	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 224.00 CHF
7857 / D21078	445 x 70 mm H395 mm	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 204.80 CHF	
7856 / D21079	525 x 80 mm H395 mm	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 204.80 CHF	
7859 / D21927	525 x 80 mm H395 mm abgewinkelt	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> 268.80 CHF	



 bei Auswahl Polster extraweich ist die Anbringung eines Therapietisches nicht möglich
Kleiderschutz aus Aluminium

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Armlehnenpolster Option

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7063	Hemiplegie-Armlagerungskissen, Stück	D23003	355.20
<input type="checkbox"/> 7064	Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, links  nicht möglich mit Therapietisch	D22185	534.40
<input type="checkbox"/> 7065	Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, rechts  nicht möglich mit Therapietisch	D22186	534.40
<input type="checkbox"/> 7855	Führungrohrverlängerung der Armlehne + 100 mm (Länge 495 mm)	D21015	684.80
<input type="checkbox"/> 7871	Verstärkte Armlehnenhalterung		



12 Therapietische

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7826	Therapietisch, standard	D21063	432.00
<input type="checkbox"/> 7231	Polsterung für Therapietischplatte	D21052	204.80

13 Diverses Zubehör

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7272	<input checked="" type="checkbox"/> Werkzeug Kit	D21239	163.20
<input type="checkbox"/> 7271	Infusionsständer (Montage am Rücken-Querrohr)	D41987	537.60

Sauerstoff- und Beatmungsversorgungen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7873	Universalgerätehalter (T:348 mm/B:SB minus 36 mm/Max. Belastung 10kg)  inklusive Rahmenverlängerung	D21186	3'052.80
<input type="checkbox"/> 7874	2. Trägerebene für Universalgerätehalter  nur i.V. mit Universalgerätehalter T: 193 mm / B: SB minus 37 mm / H (freier Raum): 237 mm	D21187	809.60
<input type="checkbox"/> 7875	Extra Fixationswinkel für Zusatzgeräte (4 Stück)	D42900	425.60

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

14 Gurte und Zubehör für den Sitz

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7314	<input checked="" type="checkbox"/> Universal Gurtbefestigungskit - Sitz	D86282	179.20
<input type="checkbox"/> 7300	Hüftgurt mit Autoverriegelung, gepolstert	D20845	195.20
<input type="checkbox"/> 7237	<input checked="" type="checkbox"/> Abduktionsgurt	D60001	896.00
<input type="checkbox"/> 7215	<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitsschutzkappe  für Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt und Bodypoint 4-Punkt Beckenstabilisator	D45040	105.60
	<input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint 2-Punkt Beckenstabilisator EVOFLEX inkl. Befestigung		
<input type="checkbox"/> 7301	L / Länge Gurtpolsterung 620 mm	D86892	457.60
	<input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint 2-Punkt Beckenstabilisator inkl. Befestigung		
<input type="checkbox"/> 7827	XL / Länge Gurtpolsterung 820 mm	D45276	585.60
	<input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint 4-Punkt Beckenstabilisator inkl. Befestigung		
<input type="checkbox"/> 7307	L / Länge Gurtpolsterung 620 mm	D86894	688.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint - Elastisches Universalband		
<input type="checkbox"/> 7218	S / Höhe 80 mm / Länge 1420 mm	D45084	310.40
<input type="checkbox"/> 7308	L / Höhe 110 mm / Länge 1420 mm	D45085	310.40
<input type="checkbox"/> 7309	XL / Höhe 150 mm / Länge 1420 mm  Länge der Bodypoint Universalbänder kann gekürzt werden	D45086	310.40

15 Gurte und Zubehör für den Rücken

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	CHF
<input type="checkbox"/> 7310	<input checked="" type="checkbox"/> H-Gurt Adapter Kit  empfohlen für alle Oberkörpergurtsysteme	D86890	451.20
<input type="checkbox"/> 589	<input checked="" type="checkbox"/> H-Gurt, gepolstert mit Verschluss	D20881	412.80
<input type="checkbox"/> 7311	<input checked="" type="checkbox"/> Brust-Schulter Gurt	D41645	316.80
	<input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint Stayflex Brust-Gurt ohne Reissverschluss		
<input type="checkbox"/> 7221	M / Schulterbreite 330 - 410 mm	D86895	444.80
<input type="checkbox"/> 7312	L / Schulterbreite 410 - 480 mm	D86896	444.80
	<input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint Pivofit Brust-Gurt		
<input type="checkbox"/> 7225	M / Schulterbreite 330 - 410 mm	D86898	444.80
<input type="checkbox"/> 7313	L / Schulterbreite 410 - 480 mm	D86899	444.80

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

16 Decon Antriebssysteme

Nutzen Sie für die Decon Antriebssysteme bitte die Decon E-Drive und Decon E-Move Bestellbögen

Anmerkungen

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift