

Preisliste Meyland Carlift®

Preisliste gültig ab 01. Januar 2021 bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.



Sehr leistungsstarke Ein- und Ausstiegshilfe für den Einbau in nahezu jeden Personenwagen. Bedienbar über eine kleine Controlbox kann der Lift sehr leicht nicht nur von einer Helfperson, sondern auch vom Anwender selbst bedient werden.

Beifahrer- und fahrerseitig montierbar in Fahrzeugen mit zwei und vier Türen. Der anpassbare Liftarm lässt sich leicht in viele Fahrzeuge verbauen*.

Lieferung erfolgt komplett mit Drei-Punkt-Sitzschlinge für einen absolut sicheren Transfer.

Bei Bedarf kann der Lift vor Antritt der Fahrt ausgehängt und im Kofferraum verstaut oder optional an einem Mobilkran zu Hause verwendet werden.

* Um Schäden an Fahrzeugen zu vermeiden sollte die Montage durch einen KFZ-Meisterbetrieb erfolgen.

ArtNr	Code	Bezeichnung / Ausstattung	BE*	exkl. MwSt	inkl. MwSt
Komplettgeräte					
MEYL-123070	123070	Meyland Carlift®, komplett einschl. Seil, Small	ea	4'480.00	4'824.95

Abmessungen
LxB, aussen : 57-65 x 10 cm
Hub : 35 - 39 cm cm
Gewicht : 13.5 kg
Belastbarkeit : max. 125 kg



Zubehör für Carlifter (Aufpreis bei Order eines Neugerätes)					
MEYL-123046	123046	Halterungsbeschlag für die Montage im Auto, extra	ea	74.90	80.65
MEYL-130008	130008	Kabel mit Sicherungshalter	ea	80.15	86.30
MEYL-123068-1	123068-1	Seil, schwarz, Large	ea	291.20	313.60
MEYL-123068-5	123068-5	Seil, schwarz, Small (Standard)	ea	291.20	313.60
MEYL-123071	123071	Wandhalterungsbeschlag	ea	520.80	560.90
MEYL-123072	123072	Verlängerung für Wandhalterungsbeschlag	ea	308.70	332.45
MEYL-131003	131003	Mobilkran einschl. Batterie und Ladegerät	ea	2'355.50	2'536.85
MEYL-130007	130007	Handkontrolle mit Regler und Kabel	ea	549.50	591.80
MEYL-130007a	130007a	Handkontrolle ohne Regler und Kabel	ea	359.45	387.15
MEYL-123023	123023	Erhöhung für Joch	ea	62.65	67.45
MEYL-131010	131010	Erhöhung für Joch, für Mobilkran	ea	120.40	129.65
MEYL-BATT12V	BATT12V	Batterie 12V/7,2Ah	ea	131.60	141.75
MEYL-CHARG	CHARG	Ladegerät, 14,6/13,6V1A	ea	415.45	447.45
MEYL-SKFACT	SKFACT	Actuator, komplett mit Motor, extra	ea	2'451.40	2'640.15



Carlifter inkl Handschalter



Optional:
Mobilkran inkl.
Batterie und
Ladegerät für die
Verwendung des
Lifts in

Stempel / Rechnungsadresse