

Datum _____

Kundennummer _____

Rechnungsadresse _____

Ansprechpartner _____

Kommission _____

Abweichende Lieferadresse _____

Rechnungsanschrift = Lieferanschrift

Angebot

Bestellnummer D84040

Grundpreis: 3'270.00 CHF

empf. VK-Preis exkl. MwSt.

Anzahl: Stück

Belastung Max. 100 kg
Sitzbreite 400 mm
Sitzhöhe 385 ohne Kissen
Sitztiefe 350 – 425 mm in 25 mm
Schritten

Dieser Stuhl ist **SONDERBAU**

Sitzbreite 400 mm

Sitzkantelung -2° bis +30°

Druckentlastendes
Sitzkissen

Armpolster 430 x 58 mm

Armlehne abnehmbar und
höhenstellbar

Abnehmbare höhen- und winkelverstellbare
Beinstützen

Fussplatten höhen- und winkelverstellbar

Wadenplatten höhen- und tiefenverstellbar



Kopfstütze D

Rückenkantelung 90° bis 110°

Anpassbare Rückenbespannung

Rückenhöhe 455 mm

Druckentlastendes und stabilisierendes
Rückenkissen Netti Nordic mit 120 mm Seitenführung

Antriebsräder 16" PU mit Trommelbremse
festmontiert



Vorderräder 6" PU mit Steckachse

Kniehebelbremsen

Antikippstützen mit Ankipphilfe

TECHNISCHE DATEN

Sitzkantelung	-2° bis +30°
Rückenkantelung	92° bis 137°
Gesamtbreite des Rollstuhls	550 mm
Gesamtlänge	865 mm mit Beinstützen
Gesamthöhe	765 mm ohne Kopfstütze
Gefaltetes Mass (L x B x H)	658 x 283 x 840 mm
Gewicht des Rollstuhls	Ca. 22 kg (ohne Kissen)
Rahmenfarbe	Hellblau
Bezugsvariante	Blauer Mars Bezug mit Schmetterlingsdruck



Patienten-Aufmaß-Tabelle

A Hüftbreite / Sitzbreite	_____ mm
B Oberschenkellänge / Sitztiefe	_____ mm
C Höhe der Armlehne	_____ mm
D Beinlänge / Sitzhöhe	_____ mm
E Rückenlänge	_____ mm
F Rumpfbreite	_____ mm